

Nova 1 tømbar pose

Beskrivelse:

Nova™ 1 FoldUp er en tømbar pose med en ergonomisk korrekt form, der er designet til øget komfort for personer med en stomi.

Integreret lukning med Velcro og bred åbning

Rombeformet plade med hudvenlig GX hydrokolloid klæber

Nova™ filtret absorberer lugte og er designet til at minimere risikoen for vacuum- og ballondannelse

Blød og vandafvisende stofbeklædning



Sortiment

Varenr.	Beskrivelse	Pakning	Ref.nr.
131080	Nova 1 maxi fold up, 15-90mm klar 800ml	10 stk	816-15
131081	Nova 1 maxi fold up, 15-90mm beige 800ml	10 stk	815-15
136320	Pose nova 1 foldup, 45-60mm midi beige 430ml	30 stk	823-45
136321	Pose nova 1 foldup, 15-60mm midi beige 430ml	30 stk	823-15
136322	Pose nova 1 foldup, 25-60mm midi beige 430ml	30 stk	823-25
136323	Pose nova 1 foldup, 20-60mm midi beige 430ml	30 stk	823-20
136324	Pose nova 1 foldup, 35-60mm midi beige 430ml	30 stk	823-35
136325	Pose nova 1 foldup, 40-60mm midi beige 430ml	30 stk	823-40
136326	Pose nova 1 foldup, 30-60mm midi beige 430ml	30 stk	823-30
136327	Pose nova 1 foldup, 15-60mm midi klar 430ml	30 stk	824-15
136331	Pose nova 1 mini foldup, 15-50mm beige	30 stk	825-15
136332	Pose nova 1 mini foldup, 15-50mm klar	30 stk	826-15

Der tages forbehold for trykfejl (Dec 2021)