

Nova 2 basisplade, konveks

Beskrivelse:

Nova™ 2 Convex plade lægger et jævnt fast tryk rundt om stomien. Stomien skubbes ind i posen, og der skabes en bedre forsegling mellem hud og klæber. Pladen passer til alle NovaLife™ 2 og Nova™ 2 poser.

6 mm fast konveks dybde

Rombeformet plade med hudvenlig GX hydrokolloid klæber


Det sikre koblingssystem giver et hørbart klik, når posen sættes på pladen

Forskellige farver på pladens og posens koblingsringe gør det let at se, om ringen sidder, som den skal

Den løftbare koblingsring gør pladen mere fleksibel og komfortabel, ligesom den gør det lettere at sætte pladen på

Fås i to ringstørrelser med forskellige hulstørrelser

Passer til alle NovaLife™ 2 og Nova™ 2 poser



Sortiment

Varenr.	Beskrivelse	Pakning	Ref.nr.
134821	Plade nova 2 standard konv, 36mm ring 15-23mm 6mm konv	5 stk	1536-15
134822	Plade nova 2 standard konv, 36mm ring 20mm 6mm konveks	5 stk	1536-20
134823	Plade nova 2 standard konv, 36mm ring 23mm 6mm konveks	5 stk	1536-23
134826	Plade nova 2 standard konv, 43mm ring 15-30mm 6mm konv	5 stk	1543-15
134827	Plade nova 2 standard konv, 43mm ring 25mm 6mm konveks	5 stk	1543-25
134828	Plade nova 2 standard konv, 43mm ring 30mm 6mm konveks	5 stk	1543-30
134831	Plade nova 2 standard konv, 55mm ring 15-42mm 6mm konv	5 stk	1555-15
134832	Plade nova 2 standard konv, 55mm ring 35mm 6mm konveks	5 stk	1555-35
134833	Plade nova 2 standard konv, 55mm ring 40mm 6mm konveks	5 stk	1555-40

Der tages forbehold for trykfejl (Dec 2021)