

Nova 2 tømbar pose

Beskrivelse:

Nova™ 2 FoldUp er en to-dels tømbar pose med ergonomisk korrekt form, der er designet til øget komfort for personer med stomi. Nova™ 2 posen har et fleksibelt og sikkert koblingssystem, der passer til alle NovaLife™ 2 og Nova™ 2 plader.

Integreret lukning med Velcro og bred åbning

Det sikre koblingssystem giver et hørbart klik, når posen sættes på pladen

Forskellige farver på pladens og posens koblingsringe gør det let at se, om ringen sidder, som den skal.

Nova™ filtret absorberer lugte og er designet til at minimere risikoen for vacuum- og ballondannelse.

Bæltespænder til nem fastgørelse af et bælte.

Blød og vandafvisende stofbeklædning. Fås i 3 forskellige str mini – midi og maxi



Sortiment

Varenr.	Beskrivelse	Pakning	Ref.nr.
134835	Nova 2 foldup 590ml, 36mm ring klar	10 stk	1216-36
134836	Nova 2 foldup 590ml, 43mm ring klar	10 stk	1216-43
134837	Nova 2 foldup 590 ml, 55mm ring klar	10 stk	1216-55
134838	Nova 2 foldup 590 ml, 70mm ring klar	10 stk	1216-70
134841	Nova 2 foldup 590 ml, 36mm ring beige	10 stk	1215-36
134842	Nova 2 foldup 590 ml, 43mm ring midi, beige	10 stk	1215-43
134843	Nova 2 foldup 590 ml, 55mm ring, midi, beige	10 stk	1215-55
134844	Nova 2 foldup 590 ml, 70mm ring, midi, beige	10 stk	1215-70
136341	Pose nova 2 mini foldup, 36mm 330ml	10 stk	1219-36
136342	Pose nova 2 mini foldup, 43mm 330ml	10 stk	1219-43
136343	Pose nova 2 mini foldup, 55mm 330ml	10 stk	1219-55
136345	Pose nova 2 mini foldup, 36mm 330ml klar	10 stk	1220-36
136346	Pose nova 2 mini foldup, 43mm ring klar 330ml	10 stk	1220-43
136347	Pose nova 2 mini foldup, 55mm ring klar 330ml	10 stk	1220-55
134865	Nova 2 foldup 820ml, 55mm ring, maxi	10 stk	1221-55
134866	Nova 2 foldup 820 ml, 70mm ring maxi	10 stk	1221-70
134867	Nova 2 f.up klar 820 ml, 55mm ring maxi	10 stk	1222-55
134868	Nova 2 f.up klar 820ml, 70mm ring maxi	10 stk	1222-70

Der tages forbehold for trykfejl (Dec 2021)