

## Nova 2 urostomipose

### Beskrivelse:

Nova™ 2 Urostomi er en tømbar to-dels pose designet til personer med urostomi. Nova™ 2 posen har et fleksibelt og sikkert koblingssystem, der passer til alle NovaLife™ 2 og Nova™ 2 plader. Tilbageløbsventil, der forhindrer at urinen løber tilbage i posen  
Udløbsventil med drejefunktion, der gør det nemt at kontrollere tømningen  
Visuel sikkerhed: en gylden dråbe viser, om udløbet er åbent eller lukket  
Det sikre koblingssystem giver et hørbart klik, når posen sættes på pladen  
Forskellige farver på pladens og posens koblingsringe gør det let at se, om ringen sidder, som den skal  
Nem tilkobling til Dansac natpose  
Bæltespænder til nem fastgørelse af et bælte  
Blød og vandafvisende stofbeklædning



### Sortiment

Varenr.	Beskrivelse	Pakning	Ref.nr.
134846	Nova 2 urostomi, 36mm ring	10 stk	1217-36
134847	Nova 2 urostomi, 43mm ring	10 stk	1217-43
134848	Nova 2 urostomi, 55mm ring	10 stk	1217-55
134861	Nova 2 klar urostomi, 36mm ring	10 stk	1218-36
134862	Nova 2 klar urostomi, 43mm ring	10 stk	1218-43
134863	Nova 2 klar urostomi, 55mm ring	10 stk	1218-55

Der tages forbehold for trykfejl (Dec 2021)