

Nova 1 lukket pose

Beskrivelse:

Nova™ 1 Lukket er en lukket stomipose, der er fremstillet til mennesker med kolostomi. Rombeformet plade med hudvenlig GX hydrokolloid klæber
Nova™ filtret absorberer lugte og er designet til at minimere risikoen for vacuum- og ballondannelse
Blød og vandafvisende stofbeklædning



Sortiment

Varenr.	Beskrivelse	Pakning	Ref.nr.
134871	Nova 1 maxi 560 ml, 20-60mm	30stk	805-20
134872	Nova 1 lukket maxi klar, 20-60mm	30stk	806-20
136298	Pose nova 1 lukket klar, 40mm	30 stk	802-40
136299	Pose nova 1 lukket klar, 45mm	30 stk	802-45
136300	Pose nova 1 lukket klar, 50mm	30 stk	802-50
136301	Pose nova 1 lukket klar, 20-60mm	30 stk	802-20
136302	Pose nova 1 lukket beige, 20-60mm midi	30 stk	801-20
136303	Pose nova 1 lukket beige, 25mm	30 stk	801-25
136304	Pose nova 1 lukket beige, 30mm midi	30 stk	801-30
136305	Pose nova 1 lukket beige, 35mm	30 stk	801-35
136306	Pose nova 1 lukket beige, 40mm midi	30 stk	801-40
136307	Pose nova 1 lukket beige, 45mm	30 stk	801-45
136308	Pose nova 1 lukket beige, 50mm	30 stk	801-50
136313	Pose nova 1 lukket klar, 25mm	30 stk	802-25
136314	Pose nova 1 lukket klar, 30mm	30 stk	802-30
136315	Pose nova 1 lukket klar, 35mm	30 stk	802-35
136033	Nova 1 mini beige, 25mm	30 stk	803-25
136405	Pose nova 1 mini lukket beige, 35mm	30 stk	803-35
136406	Pose nova 1 mini lukket beige, 40mm	30 stk	803-40
136402	Pose nova 1 mini lukket beige, 20-50mm	30 stk	803-20

Der tages forbehold for trykfejl (Dec 2021)