

Nova 2 High Output

Beskrivelse:

Nova™ 2 High Output er en tømbar to-dels pose designet til personer med stomier med højt output. Nova™ 2 posen har et fleksibelt og sikkert koblingssystem, der passer til alle NovaLife™ 2 og Nova™ 2 plader.

Det sikre koblingssystem giver et hørbart klik, når posen sættes på pladen

Forskellige farver på pladens og posens koblingsringe gør det let at se, om ringen sidder, som den skal

Filteret har flere lag af beskyttelsesfilm, som er med til at forhindre, at filteret bliver tilstoppet

Pose med blød udløbsstuds

Bæltespænder til nem fastgørelse af et bælte

Blød og vandafvisende stofbeklædning



Sortiment

Varenr.	Beskrivelse	Pakning	Ref.nr.
136350	Nova 2 high output, 43mm 840ml beige	10stk	1207-43
136351	Nova 2 high output, 55mm 840ml beige	10stk	1207-55
136352	Nova 2 high output, 70mm 840ml beige	10stk	1207-70
136353	Nova 2 high output, 43mm 840ml klar	10stk	1208-43
136355	Nova 2 high output, 55mm 840ml klar	10stk	1208-55
136356	Nova 2 high output, 70mm 840ml klar	10stk	1208-70

Der tages forbehold for trykfejl (Dec 2021)