

## Trio Pearls gelposer

### Beskrivelse:

Super absorberende portions poser, med aktivt kul, kan mindske lugtgener og danner tyndtflydende output til gel. Absorberer op til 750 ml pr pose. Forebygger at filteret stopper til, forlænger filterets funktion så ballooning undgås.



### Sortiment

Varenr.	Beskrivelse	Ref. Nr.	Pakning
171096	Trio Pearls gelpose, lugtfjerner med kul	TR205	100 stk

Der tages forbehold for trykfejl (Sep 2019)