

Kateterisationssæt komplet 1 m/4 latexhandsker og glycerin



Kateterisationssæt komplet 1 med 4 latexhandsker og glycerin. Anvendes ved anlæggelse af kateter. Sprøjterne er farvekodede, så det altid er muligt at identificere indholdet.

Sættet indeholder:

- 1 nyrebækken • 1 afdækning 50x75 cm • 5 stk. gazetampon • 1 pincet • 4 latexhandsker, pudderfri, str. M • 30 ml NaCl til afvaskning • 10 ml tom sprøjte • 10 ml sprøjte med 10 % glycerin • 10 ml sprøjte med katetergel • 10 ml sprøjte med sterilt vand

OneMed varenr.	REF nr.	Varenavn	Specifikation
202410	MTK1076/OMD	Kateterisationssæt komplet 1	m/4 latexhandsker og glycerin