

KD-Ject III sprøjter luer lock

Beskrivelse

KD-Ject III er en steril, gennemsigtig 3-komponent sprøjte med syntetisk pakning. Sprøjten er EO (etylen oxid) steriliseret. Sprøjtens glideevne er god og jævn.

Egenskab

Tydelig tekst og skala
Plads til påsætning af label
Silikoniseret for optimal glideevne
Ergonomisk udformede vinger sikrer et godt greb
Stempelstop sikrer, at stemplet ikke glider ud

Produktfakta

Materiale; Cylinder og stempel: polypropylen
Stempelpakning: syntetisk gummi (latexfri)
Smøremiddel: silikone-olie. Latex og PVC fri



Forpakning: Enkeltpakket i Medical grade-papir.

Sterilisering: Etylen oxid (EO)

Sikkerhed

Iht. Medical device-direktiv 93/94/EEC (klasse II)

Holdbarhed

Holdbarhed 5 år.

Sortiment: KD-Ject III 3-komponent, luer lock

Varenr.	Beskrivelse	Pakning	Ref.nr.
941472	KD-Ject III sprøjte 3-k, 1ml luer lock centrisk graduering 0,01ml	100 / 1000	870785
941473	KD-Ject III sprøjte 3-k, 2ml luer lock centrisk graduering 0,1ml	100 / 3200	831908
940319	KD-Ject III sprøjte 3-k, 3ml luer lock centrisk graduering 0,1ml	100 / 3200	831915
941474	KD-Ject III sprøjte 3-k, 5ml luer lock centrisk graduering 0,2ml	100 / 2400	831922
941475	KD-Ject III sprøjte 3-k, 10ml luer lock centrisk graduering 0,5ml	100 / 1500	831939
940322	KD-Ject III sprøjte 3-k, 20ml luer lock centrisk graduering 1ml	100 / 900	831946
941477	KD-Ject III sprøjte 3-k 30 ml luer lock centrisk graduering 1ml	50 / 600	870761
941478	KD-Ject III sprøjte 3-k 50 ml luer lock centrisk graduering 1ml	30 / 360	865613
959389	KD-Ject III sprøjte 3-k 100 ml luer lock centrisk graduering 2ml	25 / 50	872109

Der tages forbehold for trykfejl (Maj 1019)