

## Fortune silikonekateter med integreret ballon

**Beskrivelse:**

Silikonekateter med integreret ballon. Fås i følgende modeller Nelaton 42 cm og Tieman 42 cm

**Anvendelse:**

Anvendes urethralt – Liggetid op til 29 dage

**Produktfakta:**

Katetrene er fremstillet af 100% medicinsk silikone og har 2 bløde drænhuller for effektiv drænage. Steril.

**Sikkerhed:**

Bør kun anvendes efter lægeordination

**Opbevaring:**

Tørt og ved stuetemperatur



**Se sortimentsoversigt på bagsiden.**

## Sortiment

Varenr.	Beskrivelse	Pakning	Ref.nr.
942417	Fortune silkonekat nelaton, CH 12, 5-10ml,42 cm int.ballon	1stk/10stk	4822-0512
942418	Fortune silkonekat nelaton, CH 14, 5-10ml,42 cm int.ballon	1stk/10stk	4822-0514
942419	Fortune silkonekat nelaton, CH 16, 5-10ml,42 cm int.ballon	1stk/10stk	4822-0516
942420	Fortune silkonekat nelaton, CH 18, 5-10ml,42 cm int.ballon	1stk/10stk	4822-0518
942421	Fortune silkonekat nelaton, CH 20, 5-10ml,42 cm int.ballon	1stk/10stk	4822-0520
942422	Fortune silkonekat nelaton, CH 22, 5-10ml,42 cm int.ballon	1stk/10stk	4822-0522
940728	Fortune silkonekat tiemann, CH 12, 5-10ml,42 cm int.ballon	1stk/10stk	4856-0212
940729	Fortune silkonekat tiemann, CH 14, 5-10ml,42 cm int.ballon	1stk/10stk	4856-0214
940730	Fortune silkonekat tiemann, CH 16, 5-10ml,42 cm int.ballon	1stk/10stk	4856-0216
940731	Fortune silkonekat tiemann, CH 18, 5-10ml,42 cm int.ballon	1stk/10stk	4856-0218
940732	Fortune silkonekat tiemann, CH 20, 5-10ml,42 cm int.ballon	1stk/10stk	4856-0220

Der tages forbehold for trykfejl (Marts 2022)