

Fortune suprapubisk kateter open end tip

Beskrivelse:

Suprapubisk kateter med open end tip og integreret ballon. Fås i følgende modeller Nelaton 42 cm.

Anvendelse: Anvendes suprapubisk – Liggetid op til 29 dage.

Produktfakta:


Katetrene er fremstillet af 100% medicinsk silikone og har 2 bløde drænhuller for effektiv drænage. Steril.

Sikkerhed:

Bør kun anvendes efter lægeordination

Opbevaring:

Tørt og ved stuetemperatur



Se sortimentsoversigt på bagsiden.

Sortiment

Varenr.	Beskrivelse	Pakning	Ref.nr.
940744	Fortune suprapubisk silikone, CH 12, 42 cm 5-10 int ballon	1stk/10stk	4890-0212
940745	Fortune suprapubisk silikone, CH 14, 42 cm 5-10 int ballon	1stk/10stk	4890-0214
940746	Fortune suprapubisk silikone, CH 16, 42 cm 5-10 int ballon	1stk/10stk	4890-0216
944761	Fortune suprapubisk silikone, CH18, 42cm, 5-10 int ballon	1stk/10stk	4890-0218
944762	Fortune suprapubisk silikone, CH20, 42cm, 5-10 int ballon	1stk/10stk	4890-0220

Der tages forbehold for trykfejl (Marts 2022)