

Siltac - stomiringe

Beskrivelse:

Trio Siltac barriereringe af silikone som bevarer formen og yder en effektiv beskyttelse af huden. Ringen er meget hygiejnisk da den ikke opsuger afføring og urin. Fjernes i et stykke og efterlader ingen rester på huden. Fås i 3 forskellige størrelser.



Sortiment

Varenr.	Beskrivelse	Pakning	Ref.nr.
942905	Siltac cohesive seal 1, 20-28mm barrierering silikone	30 stk	TR1020
942906	Siltac cohesive seal 2, 28-35mm barrierering silikone	30 stk	TR1028
942907	Siltac cohesive seal 3, 35-44mm barrierering silikone	30 stk	TR1035

Der tages forbehold for trykfejl (Dec 2021)