

# Silken stoma gel

## Beskrivelse:

Trio Silken stoma gel: Silikonegel, der bruges til at udfylde små folder, rynker og ujævnheder omkring stomien, så der bliver en mere jævn overflade at hæfte stomibandagen på. I modsætning til hydrokolloidpastaer og strimler opsuger Trio Silken ikke fugt og affaldsstoffer. Trio Silken nedbrydes ikke, men i stedet hælder silikonegelen til et helt stykke i takt med, at bæretiden øges. Det betyder, at gelen kan fjernes i ét stykke uden at efterlade klæberester.



## Sortiment

Varenr.	Beskrivelse	Pakning	Ref.nr.
942911	Silken stoma gel, silikone tætningsgel 60g	1 stk	TR1070

Der tages forbehold for trykfejl (Dec 2021)