

Fortune silikonekateter standard ballon

Beskrivelse:

Silikonekateter med standard ballon. Fås i følgende modeller Nelaton 42 cm, Female / nelaton 22cm og Tieman 42 cm

Anvendelse:

Anvendes urethralt – Liggetid op til 29 dage.

Produktfakta:


Katetrene er fremstillet af 100% medicinsk silikone og har 2 bløde drænhuller for effektiv drænage. Steril.

Sikkerhed:

Bør kun anvendes efter lægeordination

Opbevaring:

Tørt og ved stuetemperatur



Se sortimentsoversigt på bagsiden.

Sortiment

Varenr.	Beskrivelse	Pakning	Ref.nr.
944763	Fortune, silikonekat, nelaton, CH10, 33cm, 5-10 ml	1stk/10stk	1821-0510
944764	Fortune, silikonekat, nelaton, CH12, 42cm, 5-10 ml	1stk/10stk	1822-0512
944765	Fortune, silikonekat, nelaton, CH14, 42cm, 5-10 ml	1stk/10stk	1822-0514
944766	Fortune, silikonekat, nelaton, CH16, 42cm, 5-10 ml	1stk/10stk	1822-0516
944767	Fortune, silikonekat, nelaton, CH18, 42cm, 5-10 ml	1stk/10stk	1822-0518
944768	Fortune, silikonekat, nelaton, CH20, 42cm, 5-10 ml	1stk/10stk	1822-0520
944770	Fortune, silikonekat, female, CH12, 22cm, 5-10 ml	1stk/10stk	1824-0512
944771	Fortune, silikonekat, female, CH14, 22cm, 5-10 ml	1stk/10stk	1824-0514
944772	Fortune, silikonekat, female, CH16, 22cm, 5-10 ml	1stk/10stk	1824-0516
944773	Fortune, silikonekat, female, CH18, 22cm, 5-10 ml	1stk/10stk	1824-0518
944752	Fortune, silikonekat, tieman, CH12, 42cm, 5-10 ml	1stk/10stk	1856-0212
944753	Fortune, silikonekat, tieman, CH14, 42cm, 5-10 ml	1stk/10stk	1856-0214
944754	Fortune, silikonekat, tieman, CH16, 42cm, 5-10 ml	1stk/10stk	1856-0216

Der tages forbehold for trykfejl (Marts 2022)