

Fortune silikonekateter med stor ballon

Beskrivelse:

Silikonekateter med stor ballon. Fås i følgende modeller Nelaton 42 cm.

Anvendelse:

Anvendes urethralt - Liggetid op til 29 dage

Produktfakta:


Katetrene er fremstillet af 100% medicinsk silikone og har 2 bløde drænhuller for effektiv drænage. Steril.

Sikkerhed:

Bør kun anvendes efter lægeordination

Opbevaring:

Tørt og ved stuetemperatur



Se sortimentsoversigt på bagsiden.

Sortiment

Varenr.	Beskrivelse	Pakning	Ref.nr.
944811	Fortune, silikonekat, nelaton, CH14, 42cm, 20-30ml	1stk/10stk	1823-0514
944812	Fortune, silikonekat, nelaton, CH16, 42cm, 20-30ml	1stk/10stk	1823-0516
944813	Fortune, silikonekat, nelaton, CH18, 42cm, 20-30ml	1stk/10stk	1823-0518

Der tages forbehold for trykfejl (Marts 2022)