

Fortune LT silikonekateter med integreret ballon

ONEMED

Beskrivelse

Silikonekateter med integreret ballon. Fås i følgende modeller Nelaton 42 cm.

Anvendelse

Anvendes til urethral blæredrænage.

Produktfakta

Katetrene er fremstillet af 100% medicinsk silikone af Fortune Medical og har 2 bløde drænhuller for effektiv drænage. Steril.

Sikkerhed


Bør kun anvendes efter lægeordination. Kan ligge i op til 90 dage.

Opbevaring

Tørt og ved stuetemperatur.

Bortskaffes

Som almindeligt husholdningsaffald.



Sortiment

Varenr.	Beskrivelse	Pakning	Ref.nr.
945343	Fortune LT silikonekat nelaton, ch 12, 5-10 ml	1/10	4833-0512
945344	Fortune LT silikonekat nelaton, ch 14, 5-10 ml	1/10	4833-0514
945345	Fortune LT silikonekat nelaton, ch 16, 5-10 ml	1/10	4833-0516
945346	Fortune LT silikonekat nelaton, ch 18, 5-10 ml	1/10	4833-0518
945347	Fortune LT silikonekat nelaton, ch 20, 5-10 ml	1/10	4833-0520
945348	Fortune LT silikonekat nelaton, ch 22, 5-10 ml	1/10	4833-0522

Der tages forbehold for trykfejl (Februar 2022)