

Combiguard II Sårskyllekapsel, steril

Beskrivelse

Sårskylning med kontrolleret tryk. Højtryksskylning er en yderst effektiv og samtidig en meget vævsvenlig sårrensningmetode. Sårskyllekapslen sikrer et optimalt skylletryk uden at beskadige vævet.

Vandet ledes igennem et hul svarende til en 18G kanyle og de to udløbsporte sikrer udløb af kontamineret væske. Combiguard sårskyllekapsel er samtidig et værnemiddel for sårbehandleren, og spredning af sårskyllevæske minimeres.

- Omhyggeligt afrundede kanter – glat overflade mod huden
- Trykkontrolleret højtryksskylning
- Vævsvenlig
- Reducerer sprøjtetænk
- Personligt værnemiddel
- Vinklet væskeindløb – leder vandet mod de 2 udløbsporte
- Væsken ledes gennem kapslens hul hvis størrelse svarer til en 18G kanyle

Anvendelse

Combiguard anbefales f.eks. til højtryksskylning af alle typer sår, inkl. kroniske fibrinbelagte sår. Combiguard anbefales anvendt med en 50/60 ml sprøjte.



Sortiment

Varenr.	Beskrivelse	Pakning	Ref.nr.
101000	Combiguard II sårskyllekapsel	1/50 stk.	25-16-100

Der tages forbehold for trykfejl (Juli 2012)