

Physiotulle

Hydrokolloid-baseret sårkontaktlag

Tynd og fleksibel

Nem at håndtere og bruge

Smertefri aftagning



Et sårkontaktlag med hydrokolloid, der ikke hænger i såret

Komfort og beskyttelse

Smertefri aftagning

Bandagen hænger ikke i sårbunden. Bandagen føles derfor behagelig for patienten og kan fjernes uden at ødelægge det nydannede granulationsvæv.

Tynd og fleksibel

Bandagen former sig efter sårbunden og sår væsken suges væk fra sårbunden.

Nem at håndtere og bruge

Hænger ikke i handsker. Den stærke struktur i bandagen gør bandageskift meget brugervenligt.

Hydrokolloid-baseret sårkontaktlag

Understøtter optimale betingelser for sårheling, så der opnås en hurtigere sårheling¹.


Vaselenen og hydrokolloidpartiklerne sikrer at bandagen ikke tørrer ud og hænger fast i sårbunden.

Alt afhængig af sårets tilstand kan Physiotulle sidde på i mange dage.

Anvendelse

Physiotulle kan anvendes til en lang række af kroniske og væskende sår, f.eks:

- 2. grads forbrændinger
- Donorsteder
- Post-operative sår
- Hudafskrabninger
- Tryksår
- Bensår
- Patienter med tør og skrøbelig hud



Produktoversigt

	Varenr.	Str.	Antal i æske
	3910	10 x 10	10
	3915	15 x 20	10

Reference

1. Humbert, et al. Acute and Superficial Chronic Wound Management in Outpatient Care. Impact Médecine, France, 2003



Coloplast Danmark A/S
Møllevej 11-15
2990 Nivå

www.coloplast.dk