

Assura



Assura Urostomi

*Til alle døgnets
24 timer*



Assura Urostomi

Systemet til alle døgnets 24 timer

Assura Urostomi Natposesystem

Mikroposen er lille og diskret, og har samme størrelse som basispladen. Mikroposen kan ikke dreje ved udløbsventilen, og derved klemme af for urinen. Den kobles nemt sammen med Natposen, som har integreret konnektor

Natposen rummer to liter, og har en fleksibel og kinkfri slange på 120 cm. Natposen kan også kobles sammen med en almindelig Assura Urostomipose.

Mikropose



Natpose

Coloplast har udviklet et bredt sortiment af urostomiprodukter, der dækker urostomiopereredes behov alle døgnets 24 timer. Dette sortiment er udviklet i tæt samarbejde med stomisygeplejersker og urostomiopererede for at sikre den mest optimale løsning.



Assura Urostomi Flerkammerpose

Posen er inddelt i flere kamre. Dette medfører, at urinen fordeles jævnt, og samtidig er der færre skvulpelyde. Kamrene gør posen mere diskret og mindre synlig under tøjet. Assura Urostomi Flerkammerpose fås i 1- og 2-dels system og findes i to varianter, transparent og hvid.

Udløbsventilen på den hvide pose kan foldes op, og skjules i en lille lomme på forsiden, så den generer mindst muligt.

Dette giver ekstra komfort, både når man ligger ned og når man bevæger sig.



Assura Urostomi Minicap

Minicap'en bruges i korte perioder, når man ønsker diskret beskyttelse. Den kan rumme 100 ml og findes med 40 mm og 50 mm ring.




Assura Basisplade Standard

Den velkendte brune Assura Basisplade der passer til alle Assura urostomiposerne.

Assura Basisplade Ekstra

Klæberen på den gennemsigtige basisplade er tynd, fleksibel og specielt udviklet til fugtige stomier. Klæberen bliver ikke opløst, og efterlader derfor ingen klæberester på huden.



Assura Urostomi 1-dels klæber

Klæberen på 1-dels flerkammerposen er tynd og fleksibel og udviklet specielt til fugtige stomier. Den opløses ikke og er velegnet til daglige poseskift.



Assura Urostomi Flerkammer 1-dels og 2-dels poser

Findes i henholdsvis hvid og transparent i størrelse midi og maxi. Alle poser er beklædt med en blød hvid bagside.



Assura Bælte

Assura basispladerne findes med bælteører, hvis man ønsker ekstra sikkerhed. Poseskift kan foretages uden at løsne bæltet.



 **Coloplast**

Coloplast Danmark A/S
Møllevvej 11-15
DK-2990 Nivå
Telefon 49 11 12 13
Telefax 49 11 12 12
www.coloplast.dk