

# Flair Active Xtra™ - træk & slip med en udskyldbar opsamlingspose

Flair Active Xtra gør det muligt at skylle den brugte stomipose ud i toilettet. Træk stoffet af og skyl opsamlingsposen med hudpladen ud i toilettet. Helt væk er posen, lugten og tanken om den.

- Flair Active Xtra har en tynd og elastisk klæber der giver en meget sikker vedhæftning.
- Poser er forsynet med Wellands effektive Dual-Carb® filter.
- Den udskyldbare opsamlingspose nedbrydes i løbet af to-tre uger af bakterierne i spildevandet.
- Blødt og vandaFvisende stofbetræk i en neutral farve
- Findes i to posestørrelser.



Hulstr mm	Midi (360 ml)	Maxi (485 ml)	Stk/ æske	Æske/ karton
19 - 50	XPFM519	XPFL519	30	8
25	XPFM525	XPFL525	30	8
29	XPFM529	XPFL529	30	8
32	XPFM532	XPFL532	30	8
35	XPFM535	XPFL535	30	8
38	XPFM538	XPFL538	30	8
44	XPFM544	XPFL544	30	8

Inkl. 30 stk. klæbefjerner servietter