

# FreeStyle Freedom Lite Teststrimler

## Beskrivelse:

FreeStyle Lite teststrimler bruges sammen med FreeStyle Freedom Lite blodsukkerapparatet. Blodmængde: 0,3 µl. Måleområde: 1,1-27,8 mmol/l. Måletid: 4 sekunder. Beholderen er let oplukkelig. Holdbarhed efter åbning: Til udløbsdato på forpakningen. Kodning/kalibrering: Automatisk. Opbevaringstemperatur: Teststrimlerne skal opbevares mellem +4°C og +30°C. Anvendelsestemperatur: Når en måling udføres skal det ske ved temperaturer mellem +4°C og +40°C. Overholdes dette ikke, kan der forekomme forkerte målinger. Det er muligt at måle op til 3048 meter over havets overflade uden at resultatet påvirkes. CE mærket: Ja. Vigtigt: Du bør læse indlægssedlen til teststrimlerne, da der kan være forhold, hvor du ikke kan måle et nøjagtigt blodsukker. Finder du uforklarligt høje blodsukkerværdier kan det skyldes forkert opbevarede strimler, f.eks. at låget ikke har været sat på eller har siddet skævt. I disse tilfælde bør du tage hul på en ny pakke teststrimler for sammenligning.



Varenr.

Pakning

Ref. nr.

504851

50 stk.

70813-70

## Specifikationer

### Ketoner:

Nej

### Individuelt indpakket:

Nej

### Passer til følgende apparat:

Freestyle freedom lite

### CE labeled product:

Ja

### MD Classification:

IVD

### OneMed A/S

Kappa 3, Søften  
8382 Hinnerup  
CVR 19846679

Tlf. 86 109 109  
info.dk@onemed.com  
shop.onemed.dk

ONEMED