

Bellovac[®]
Exudrain[®]
Abdovac[®]
Sårdræn



**Et produktprogram
af sårdræn, der
opfylder forskellige
behov**



Forskellige kirurgiske indgreb kræver forskellige dræn.

Meget praktisk dræn



Medioplast dræn er sikre og nemme at bruge samt enkle at forstå.

Nemt at anvende

Medioplast dræn med lavt vakuum er meget nemme at anvende. De behøver intet dyrt udstyr eller specialuddannet personale. Kontraventiler i både ind- og udløb på bælg og blærer minimerer håndteringsproblemer og sparer efterfølgende plejetid. De leveres som komplette og sterile sæt.

Et program, der opfylder forskellige behov

Medioplast produktprogrammet af dræn tilpasses behovene i forskellige kirurgiske indgreb og optimerer potentialet for problemfri og hurtig opheling. Hvert sæt har sine egne egenskaber, således at du altid inden for vores produktprogram kan finde et dræn, der opfylder dine krav til volumenkapacitet og sugeskraft.


Meget venlig dræning

Lavtrykksvalget

Der er ikke længere grund til at ikke vælge Mediplast dræn med lavt vakuum. Der er faktisk mange fordele ved at bruge dræn med lavt vakuum og vores produkter i særdeleshed.

- Effektiv sugning¹
- Reduceret blodtab²
- Bedre drænageopsamling³
- Tidligere fjernelse af drænet⁴
- Mindre vævsaspiration⁵

Hvis der anvendes et for højt vakuum, kan væv og små kar blive aspireret ind i drænet og forårsage stort blodtab så vel som større ubehag for patienten. Med Mediplast dræn med lavt vakuum får du effektiv drænage, men færre bivirkninger.⁶




Reduceret blodtab med Bellovac²

Fordelagtigt for både patienter og personale

Mediplast dræn er helt lukkede systemer, der minimerer risikoen for postoperativ infektion og lange hospitalsophold.

- Alle drænedede væsker forbliver sikkert indkapslet i systemet
- Kontraventiler i bælg/blærer og opsamlingsposer
- Sikre forbindelser i hele systemet
- Minimal risiko for kontaminering af patient eller personale⁷
- Bedre patientpleje - bedre sygepleje⁷

Hvad betyder det for patienten: For det første mindre smerte, for det andet hurtigere sårheling og for det tredje kortere tid på hospitalet.



Højt vakuum, som i allerede udtømte flasker, kan nemt forårsage vævsgreb. Sammenlign dette med kirurgisk sugning, hvor der er gjort alt for at undgå vævsaspiration


Bellovac®



Exudrain®



Exudrain® Mini



Drænage med stor volumen

Gennemsnitligt, indledende, negativt tryk ved aktivering: 115 mmHg/15 kPa
 Volumen, bælg: 220 ml
 Volumen, pose: 700 ml

Kirurgiske procedurer:

Ortopædi Gynækologi
 Almen kirurgi

| Vare nr. | Beskrivelse |
|------------|---------------------------------|
| 68390 2x15 | Bellovac® sæt FG 10 |
| 68391 2x15 | Bellovac® sæt FG 14 |
| 68392 2x15 | Bellovac® sæt FG 18 |
| 68393 2x15 | Bellovac® sæt FG 10 with trocar |
| 68394 2x15 | Bellovac® sæt FG 14 with trocar |
| 68395 2x15 | Bellovac® sæt FG 18 with trocar |

Drænage med middel volumen

Gennemsnitligt, indledende, negativt tryk ved aktivering: 75 mmHg/10 kPa
 Volumen, blære: 110 ml
 Volumen, pose: 700 ml

Kirurgiske procedurer:

Almen kirurgi
 Brystkirurgi, f.eks. mastektomier
 Sårdræn in- situ

| Vare nr. | Beskrivelse |
|------------|--------------------------------|
| 68406 3x10 | Exudrain® sæt FG 10 |
| 68407 3x10 | Exudrain® sæt FG 14 |
| 68408 3x10 | Exudrain® sæt FG 18 |
| 68409 3x10 | Exudrain® sæt FG 10 med trokar |
| 68410 3x10 | Exudrain® sæt FG 14 med trokar |
| 68411 3x10 | Exudrain® sæt FG 18 med trokar |
| 68428 3x10 | Exudrain® Passive FG 10 |
| 68425 3x10 | Exudrain® Passive FG 14 |

Drænage med lille volumen

Gennemsnitligt, indledende, negativt tryk ved aktivering: 75 mmHg/10 kPa
 Volumen, blære: 110 ml

Kirurgiske procedurer:

Håndkirurgi
 Biopsier Sammedagskirurgi

| Vare nr. | Beskrivelse |
|------------|-------------------------------------|
| 68412 3x10 | Exudrain® Mini sæt FG 8 |
| 68419 3x10 | Exudrain® Mini sæt FG 8 with trocar |

Abdovac®



Nænsom sugedrænage

Gennemsnitligt, indledende, negativt tryk ved aktivering: 25 mmHg/3,3 kPa
Volumen, blære: 110 ml
Volumen, pose: 700 ml

Kirurgiske procedurer:

Abdominalkirurgi

| Vare nr. | Beskrivelse |
|----------|------------------------------------|
| 68413 | 3x10 Abdovac® sæt FG 10 |
| 68414 | 3x10 Abdovac® sæt FG 14 |
| 68415 | 3x10 Abdovac® sæt FG 18 |
| 68416 | 3x10 Abdovac® sæt FG 10 med trokar |
| 68417 | 3x10 Abdovac® sæt FG 14 med trokar |
| 68418 | 3x10 Abdovac® sæt FG 18 med trokar |

Tilbehør

Ekstraposer

| Vare nr. | Beskrivelse |
|----------|------------------------|
| 68337 | 12x50 Ekstrapose |
| 68480 | 4x25 Steril ekstrapose |

Y-stykker

| Vare nr. | Beskrivelse |
|----------|---|
| 68376 | 4x25 Y-stykke med FG 10 kateter |
| 68377 | 4x25 Y-stykke med FG 14 kateter |
| 68378 | 4x25 Y-stykke med FG 18 kateter |
| 68385 | 4x25 Y-stykke med FG 10 kateter og trokar |
| 68386 | 4x25 Y-stykke med FG 14 kateter og trokar |
| 68387 | 4x25 Y-stykke med FG 18 kateter og trokar |

Silikonedræn

| Vare nr. | Beskrivelse |
|----------|---|
| 68367 | 4x15 Rundt dræn FG 10 med trokar |
| 68368 | 4x15 Rundt dræn FG 14 med trokar |
| 68369 | 4x15 Rundt dræn FG 18 med trokar |
| 68361 | 4x15 Fladt dræn FG 14, 7 mm med trokar |
| 68362 | 4x15 Fladt dræn FG 14, 10 mm med trokar |

Fluted Drains

| Vare nr. | Beskrivelse |
|----------|---|
| 68460 | 4x15 Rundt, kanneleret dræn FG 10 med trokar |
| 68461 | 4x15 Rundt, kanneleret dræn FG 14 med trokar |
| 68462 | 4x15 Rundt, kanneleret dræn FG 18 med trokar |
| 68463 | 4x15 Fladt, kanneleret dræn FG 14, 7 mm med trokar |
| 68464 | 4x15 Fladt, kanneleret dræn FG 14, 10 mm med trokar |

Alle silikonedræn og kannelerede dræn leveres med forskruninger

Referencer

1. Loder P, Smith G et al. Aust. NZJ Surg 1987;57:531-5.
2. Morgan-Jones RL, Perko MMJ, Cross M. The Knee 2000;7:149-50.
3. Giordano G, Abib A. Presented as a poster at Chirurgie de la Hanche – Hip Surgery Developments & Future prospects, Sep 1999.
4. Van Heurn LWE, Brink PRG. Br J Surg 1995;82:931-2.
5. Gerngoss H, Marquardt K. Chirurg 1992;63:447-53.
6. Seely MF. Br J Surg 1979;66:657-9.
7. Zerbe M, Mc Ardie A, Goldrick B. Am J Infect Control 1996;24(5):346-52.

Bellovac[®]**Exudrain[®]****Abdovac[®]**

Sårdræn

Medioplast produktprogrammet af dræn tilpasses behovene i forskellige kirurgiske indgreb og optimerer potentialet for problemfri og hurtig opheling. Hvert sæt har sine egne egenskaber, således at du altid inden for vores produktprogram kan finde et dræn, der opfylder dine krav til volumenkapacitet og sugekraft.