

Tillbehör för blodprovstagning



Adaptrar och hållare

BD Vacutainer®-engångshållare, BD Lueradapttrar och adaptrar med förmonterade hållare

- 1 BD Vacutainer®-blodöverföringsadaptrar är en förmonterad och lättanvänd komponent, utformad med säkerhet i åtanke. Den används för nålfri överföring av prover från en spruta till ett vakuüm rör eller en blododlingsflaska och har en röd färgkodad anslutning som gör den enkel att särskilja från andra hållarbaserade produkter.
- 2 BD Vacutainer® Luer-Lok™-provtagningshållaren är en förmonterad BD Luer-Lok™, för flera prover, som är kompatibel med luerkopplingar av hontyp. Den har en blå färgkodad anslutning som gör den enkel att särskilja från andra hållarbaserade produkter.
- 3 BD Vacutainer®-engångshållaren är kompatibel med alla BD Vacutainer®-rör och -nålar. BD Vacutainer®-engångshållaren är också kompatibel med BD BACTEC™-blododlingsflaskan.



- 4 BD Vacutainer® Lueradapttern är en steril anordning som används med BD Vacutainer®-engångshållaren. Den är kompatibel med luerkopplingar av hontyp och har en blå färgkodad kork som särskiljer den från andra kanyler.

BD Vacutainer® lueradapttrar med förmonterade hållare

Dessa engångsprodukter är färdiga att använda, sterila och individuellt förpackade med en unik GS1 DataMatrix 2D-streckkodsidentifiering, i en remsa om sex enheter.

Art. nr.	Beskrivning	Färgkod	Leveransförpackning
36481000	Blodöverföringsadaptrar (luer av hontyp)		198
36490200	Luer-Lok™-provtagningshållare (luer av hantyp)		198



BD Vacutainer®-engångshållare

Art. nr.	Beskrivning	Färgkod	Förp./lev.förpackning
364815	BD Vacutainer®-engångshållaren är tillverkad i plast och utformad för att användas som en del av BD Vacutainer® System. Den är kompatibel med rör med en diameter på 13 mm och 16 mm och BD BACTEC™-blododlingsflaska, transparent vit		250/1 000



BD Vacutainer® lueradaptter

Art. nr.	Beskrivning	Färgkod	Förp./lev.förpackning
367300	BD Vacutainer® lueradaptter		100/1 000



BD Sweden AB, Marieviksgatan 25, 117 43 Stockholm, Sverige

bd.com

BD och BD-logotypen är varumärken som tillhör Becton, Dickinson and Company eller dess dotterbolag. ©2023 BD. Med ensamrätt. BD-105926