

Nasogas-Fix
Kreter/sonde fiktion



Bestanddel/materialer

Materiale: Vævet
Glas inpaper

Farve
beige
gennemsigtig

Lim: Baseret på acrylat

Emballagedin

Værelse emballage AFP-æske
Transportemballage TFP

Håndtering af materialeaffald

med lav (ØKOF eller TCF)
Bræt (ØKOF eller TCF)

Karton
Pap

*

*Brugt indhold sorteres som forurenede affald i henhold til lokale procedurer.

Art.nr.	Størrelse	Dimensioner cm	St/AFP	St/TFP	MBA
60281 11	S	2,8 x 3,7	1 x 100 = 100	16 x 100 = 1600	TFP
6028112	M	7 x 7,6	1 x 100 = 100	16 x 100 = 1600	TFP
6028113	L	8 x 8,7	1 x 100 = 100	16 x 100 = 1600	TFP

MBA = minimum bestilt enhed

Indikation

Sikker og fleksibel fiksering til iltkatetre, duodenal og næringsstofsonde.

Manual

Produktet er beregnet til brug af uddannet sundhedspersonale.

1. Rens huden
2. Åbn pakken
3. Fjern beskyttelsesfilm
4. Ret Nasogaer
5. Brugt produkt bortkaffes i overensstemmelse med bortskaffelse af affald.




Nasogas-Fix kan forblive på huden i op til 5 dage, eller indtil dens klæbeevne ophører.

Bemærk, at anbefalingen på 5 dage angiver, hvor længe det er hensigtsmæssigt at holde klæbepuden på huden i samme position, ikke hvor længe den skal sidde.



Opbevaring og holdbarhed

Opbevares tørt og køligt uden direkte sollys eller påvirkning fra varmekilden.

Produktet er holdbart 5 år fra fremstillingsdatoen.

	Medicinsk udstyr
	Dette produkt er beregnet til engangsbrug. Genbrug kan indebære en risiko for manglende ydeevne for produktet
	CE-mærket iht. MDR (EU) 2017/745, klasse I

SYMBOLER IFLG. SS-EN ISO 15223-1:2021

	Emballagemateriale er delvist genanvendeligt
	Produktet indeholder ikke naturlig latex

Andet _____

Fabrikanten er selv eller gennem en anden erhvervsdrivende ansvarlig for at indberette hændelser til den relevante myndighed.

AST Medical AB er certificeret i henhold til og tilknyttet



Fabrikant:
Shaoxing Yibon Medical Co, Ltd
Paojiang Industriel Zone
Shaoxing, Zhejiang
Kina

Import:
AST Medical AB
Backa Bergögata 5 Annoncer
422 46 Hväsnings Ryg
Sverige
www.astmedical.se

EC REP EF-REB:
Obelis Sa
Bd. Général Wahis 53
1030 Bruxelles
Belgien