

Ny SenSura[®] Mio Max-cut til store stomier

SenSura[®] Mio fås nu i en ny
Max-cut-størrelse med
opklipbarhed 10-100 mm.

Den nye størrelse er
målrettet brugere med
store og komplicerede
stomier, loop-stomier og
nyopererede, hvor stomien
stadig skifter størrelse.

NYHED
Max-cut
str.



SenSura[®] Mio

SenSura® Mio Max-cut giver dig flere muligheder

Større klæber, samme komfort

Baseret på feedback fra stomisygeplejersker har vi udvidet vores SenSura® Mio sortiment med en Max-cut-størrelse med opklipbarhed op til 100 mm. Den større basisplade kan hjælpe med at imødekomme behov hos brugere med:

- Store stomier
- Komplicerede stomier
- Loop-stomier
- Stomier, som skifter størrelse efter operation

Forebygger lækage og hudproblemer

SenSura® Mio er designet med BodyFit® teknologi, som forebygger lækage. Den unikke elastiske klæberteknologi er fleksibel og gør det nemt at påsætte og aftage produktet.

Unik løsning med Brava® Beskyttende Tætningsring Convex

Store og komplekse stomier er ofte indtrukne og har mange furer og folder og har derfor ofte brug for konvexitet for at få en god tilpasning. SenSura® Mio Max-cut sortimentet kan således med fordel anvendes sammen med Brava® Beskyttende Tætningsring Convex til store, komplekse og ovale stomier.

SenSura® Mio Max-cut sortimentet

Produkt	Grå / Transparent	Posestr./opklipbarhed	Varenr.
SenSura Mio Max-cut 1-dels lukket 10-70 mm	Grå	XL/10-70 mm	18370
SenSura Mio Max-cut 1-dels lukket 10-100 mm	Grå	XXL/10-100 mm	18372
SenSura Mio Max-cut 1-dels åben 10-70 mm	Grå	XL/10-70 mm	18375
SenSura Mio Max-cut 1-dels åben 10-100 mm	Grå	XXL/10-100 mm	18377
SenSura Mio Max-cut 2-dels lukket pose	Grå	XXL (Pose)	18385
SenSura Mio Max-cut 2-dels åben pose	Grå	XXL (Pose)	18387
SenSura Mio Max-cut 2-dels Basisplade Flex (90 mm)	-	10-88 mm	18390

[Ostomy Care](#) / [Continance Care](#) / [Wound & Skin Care](#) / [Interventional Urology](#)

Coloplast A/S, Holtevej 1, 3050 Humlebæk, Danmark

www.coloplast.dk Coloplast logo er et registreret varemærke ejet af Coloplast A/S. © 2023-01. Alle rettigheder forbeholdes Coloplast A/S. PM-22043



“Jeg havde ikke længere smerter eller svie omkring stomien, og jeg kunne begynde at være aktiv igen.”

Derek, SenSura Mio bruger

