



AFSPÆNDINGSMIDDEL TIL INSTRUMENTER

Anios RL

AFSPÆNDINGSMIDDEL TIL INSTRUMENTER

- Tørre aktivator til hurtig og pletfri tørring
- Særdeles kompatibelt med polysulphones
- Tilpasset til brug i alle typer maskiner



Anios RL

Afspændingsmiddel til instrumenter



Anios RL
5 L dunk

PRODUKTEGENSKABER


- Transparent klar væske
- pH koncentreret produkt ved 20°C ca. 7,2
- pH brugsopløsning ved 0,08%*: ca. 5,8
- pH brugsopløsning ved 0,3%*: ca. 6,2
- Densitet ved 20°C: 1,013

*pH-værdimålinger under driftsbetingelser, altid ved hjælp af et pH-meter med temperaturkompensation.

FORPAKNING OG ORDRE INFORMATION

PRODUKT	PAKKESTØRRELSE	VARENUMMER
Anios RL	2 x 5 L dunk	3112390
Anios RL	1 x 20 L dunk	3112190



 **LABORATOIRES ANIOS**
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Forhandles af:
ECOLAB APS.
Høffdingsvej 36.
DK 2500. Valby
Danmark

INSTRUMENT GENBEHANDLING

ANVENDELSESOMRÅDE

Neutralt afspændingsmiddel til kirurgiske og medicinske instrumenter. Giver hurtig og pletfri tørring.

BRUGSANVISNING

Koncentreret. Anvend i opløsning mellem 0,08 - 0,3% i koldt eller varmt vand (0,8 - 3ml pr liter vand) i forhold til type af maskine.

INDEHOLDER

Sammensætning af overfladeaktive stoffer, skumdæmpningsmiddel, stabiliseringsmiddel, hjælpestoffer.

OPBEVARING

Farligt - respekter forholdsreglerne ved brug (udarbejdet i henhold til gældende europæiske regler for klassificering og mærkning af kemiske produkter). Opbevaring: +5°C til +25°C.

CERTIFIKATER

Kan rekvireres.

MEDICINSK Udstyr ANVEND MED FORSIGTIGHED

Læs venligst label og produkt information.



UDELUKKENDE TIL PROFESSIONEL
ANVENDELSE

ECOLAB®

www.ecolab.dk