

# DANAGRIP

Latexfri Tubulær bandage  
kompression, lavet af bambus.



LANGVARENDE FRISKHED



VIDUNDERLIG BLØD



FREMRAGENDE VARMEREGULERING



MILJØVENLIG



MEDIPLAST kan tilbyde DANAGRIP, en elastisk støtte- og fikseringsbandage med kompressionseffekt. Kan anvendes enkelt eller dobbelt afhængig af den ønskede kompression. God luftgennemtrængelighed. God elasticitet, kan udvides 3 gange sin bredde.



## DANAGRIP BAMBUS TUBEKOMPRESSEBANDAGE

| LÆNGDE: 10 METER USTRAKT |   | Æske | Trsp.karton |
|--------------------------|---|------|-------------|
| 6050951                  | Str. A = 4 cm, små arme og ben                  | 1    | 28          |
| 6050952                  | Str. B = 6,25 cm, små hænder                    | 1    | 34          |
| 6050953                  | Str. C = 6,75 cm, hånd, smalle arme, ben (børn) | 1    | 28          |
| 6050954                  | Str. D = 7,5 cm, almindelige ben                | 1    | 28          |
| 6050955                  | Str. E = 8,75 cm, ben, knæ                      | 1    | 26          |
| 6050956                  | Str. F = 10 cm, lår                             | 1    | 22          |
| 6050957                  | Str. G = 12 cm, kraftige lår                    | 1    | 20          |
| 6050962                  | Str. H = 14 cm, kraftige lår, små kroppe        | 1    | 16          |
| 6050958                  | Str. J = 18 cm, små kroppe                      | 1    | 8           |
| 6050959                  | Str. K = 22 cm, almindelige kroppe              | 1    | 8           |
| 6050960                  | Str. L = 32,5 cm, store kroppe                  | 1    | 6           |
| 6050961                  | Str. M = 36 cm, store kroppe                    | 1    | 6           |

Æske = mindste kvantitet/bestilling



FREMSTILLET I DANMARK



Indikation: Støtter og fikserer, let kompressionseffekt. Sikrer varig, let kompression, selv efter længere tids brug. Kan også bruges under gips-, skinner og kohesive bandager. Giver let støtte og belastningsoverførsel fra led og ledbånd. Må kun anvendes på ubeskadiget hud.