

Verisafe sikkerhedslancet 1,8 mm x 28G Steril

Beskrivelse:

Lancetten anvendes uden brug af fingerprikker pen og den er nem at håndtere. Den er forsynet med fjederudløsning og er klar til brug. Fjern beskyttelseshætten og pres fingerprikkeren mod det ønskede sted. Nålen er fjederbelastet og trækker sig ind i kappen efter brug. Den kan ikke genaktiveres og er derfor fremragende til professionelt brug, på sygehuse i lægeklinikker på plejehjem eller i hjemmeplejen, da den eliminerer risikoen for stikskader.



Varenr.

Pakning

Ref. nr.

8095791

100 stk.

SL-28-18M

Specifikationer

Gauge:

28

Længde:

1,8

Diameter:

0,36

CE labeled product:

Ja

MD Classification:

MDD Class IIa

OneMed A/S

Kappa 3, Søften
8382 Hinnerup
CVR 19846679

Tlf. 86 109 109
info.dk@onemed.com
shop.onemed.dk

ONEMED