

Beskrivelse

MIC-KEY* gastrostomisonde, forlængerslanger med ENFit®-konnekter.

Størrelse (UD) (xx)	Stomalængde (yy)	Varenummer
12Fr	Fra 0,8 to 4,0	8140-xx-yy
14Fr	Fra 0,8 to 5,0	8140-xx-yy
16Fr	Fra 0,8 to 5,0	8140-xx-yy
18Fr	Fra 0,8 to 5,0	8140-xx-yy
20Fr	Fra 0,8 to 5,0	8140-xx-yy
24Fr	Fra 1,5 to 5,0	8140-xx-yy

Tilgængelig stomalængde (cm): 0,8 /1,0 /1,2 /1,5 /1,7 /2,0 /2,3/2,5 /2,7 /3,0 /3,5 /4,0 /4,5 /5,0

MIC-KEY lavprofil gastrostomi-ernæringssonde i silikone af medicinsk kvalitet, i hudniveau, udstyret med en proksimal anti-tilbageløbsventil, eksternt SECUR-LOK*-konnektion, intern retentionsballon af silikone, konisk distalspids og røntgentråd.

Sættet indeholder:

- 1- MIC-KEY* lavprofil G-sonde,
- 1- MIC-KEY* forlængersæt med SECUR-LOK*-forbindelse med ret vinkel og 2 ENFit®-ernæringsstudse med lukkehætte og klemme – 12"/30 cm lange (fås separat med varenummer 0141-12),
- 1- MIC-KEY* bolusforlængersæt med ENFit®-ernæringsstuds, SECUR-LOK*-forbindelse (lige) og klemme – 12"/30 cm lang (fås separat med varenummer 0143-12),
- 1- 6 ml Luer-Slip™-sprøjte,
- 1- 35 ml ENFit-sprøjte (hun),
- 4- Gazebind.

Hovedmaterialer

Slange: Silikone, polyesterimid, polycarbonat, bariumsulfat, fjeder af rustfrit stål.
Forlængersæt: PVC med citrat som blødgøringsmiddel, ABS
Klemme: polypropylen
Ikke formuleret med naturgummelatex.
Ikke formuleret med DEHP.

Indikation

MIC-KEY er en knapsonde som anvendes til patienter der kræver ernæring igennem længere tid og som ikke tolererer oral ernæring, har lav risiko for aspiration, kræver gastrisk dekompression og/eller administration af medicin direkte ind i mavesækken. Se brugsvejledning.
MIC-KEY kan anvendes som en foreløbig placeret sonde eller som en erstatningssonde i en etableret stomi.



Kontraindikation

Kontraindikationer for placering af en gastrostomi-ernæringssonde med lav profil omfatter, men er ikke begrænset til, ascites, colon interposition, portalhypertension, peritonitis og morbid fedme. Disse produkter må ikke genbruges, genprocesseres eller gensteriliseres. Se brugsvejledningen for flere advarsler og oplysninger.

Sterilisation

Produkter steriliseret med ethylenoxid (ETO).

Emballage

Indholdet af 1 sæt er pakket i en individuel steril hård bakke. Én bakke inde i en papæske (forsendelsesæske).
Mål: Papæske (LxBxD) 25,9 x 18,7 x 5,1 cm
Vægt: 431 g
Stregkodning: GTIN-symbologi på papæske.

Produktion

Fremstillet i Mexico.
Produktionsstedets kvalitetssystem opfylder ISO13485.

Lovgivningsmæssige oplysninger

CE-mærket produkt i henhold til direktiv 93/42/EEC.

Udstyrsklasse: IIb. Bemyndiget organ: BSI (2797).

Opbevaring

Opbevares et tørt og køligt sted, væk fra varme- og strålingskilder. Lad produktet blive i sin dispenserboks så længe som muligt.

Holdbarhed

2 år fra produktionsdato.



Varenummer	GTIN-NUMMER
8140-12-0.8	00350770426976
8140-12-1.0	00350770426983
8140-12-1.2	00350770426990
8140-12-1.5	00350770427003
8140-12-1.7	00350770427010
8140-12-2.0	00350770427164
8140-12-2.3	00350770427171
8140-12-2.5	00350770427188
8140-12-2.7	00350770427195
8140-12-3.0	00350770427218
8140-12-3.5	00350770427225
8140-12-4.0	00350770427232
8140-14-0.8	00350770427249
8140-14-1.0	00350770427256
8140-14-1.2	00350770427263
8140-14-1.5	00350770427270
8140-14-1.7	00350770427294
8140-14-2.0	00350770427317
8140-14-2.3	00350770427324
8140-14-2.5	00350770427331
8140-14-2.7	00350770427348
8140-14-3.0	00350770427355
8140-14-3.5	00350770427362
8140-14-4.0	00350770427379
8140-14-4.5	00350770427386
8140-14-5.0	00350770427393
8140-16-0.8	00350770427409
8140-16-1.0	00350770429793
8140-16-1.2	00350770427430
8140-16-1.5	00350770427447
8140-16-1.7	00350770427454
8140-16-2.0	00350770427461
8140-16-2.3	00350770427478
8140-16-2.5	00350770427485
8140-16-2.7	00350770427492

8140-16-3.5	00350770427515
8140-16-4.0	00350770427522
8140-16-4.5	00350770427560
8140-16-5.0	00350770427584
8140-18-0.8	00350770427591
8140-18-1.0	00350770427607
8140-18-1.2	00350770427614
8140-18-1.5	00350770427621
8140-18-1.7	00350770427683
8140-18-2.0	00350770427690
8140-18-2.3	00350770427706
8140-18-2.5	00350770427713
8140-18-2.7	00350770427720
8140-18-3.0	00350770427737
8140-18-3.5	00350770427744
8140-18-4.0	00350770427751
8140-18-4.5	00350770427768
8140-18-5.0	00350770427775
8140-20-0.8	00350770427782
8140-20-1.0	00350770427799
8140-20-1.2	00350770427805
8140-20-1.5	00350770427812
8140-20-1.7	00350770427829
8140-20-2.0	00350770427836
8140-20-2.3	00350770427843
8140-20-2.5	00350770427850
8140-20-2.7	00350770427867
8140-20-3.0	00350770427874
8140-20-3.5	00350770427881
8140-20-4.0	00350770428215
8140-20-4.5	00350770428239
8140-20-5.0	00350770428253
8140-24-1.5	00350770428277
8140-24-1.7	00350770428284
8140-24-2.0	00350770428376
8140-24-2.3	00350770428390
8140-24-2.5	00350770428420
8140-24-2.7	00350770428437

*Registreret varemærke eller varemærke tilhørende Avanos Medical, Inc.
ENFit® er et registreret varemærke eller varemærke tilhørende GEDSA brugt med deres tilladelse.

De mål og egenskaber, der står angivet herover, kan variere inden for forud fastsatte specifikationer.

Dette dokument blev oprettet ud fra de seneste oplysninger. Af hensyn til løbende forbedringer kan produktets specifikationer ændres uden forudgående varsel.

8140-24-3.0	00350770428444
8140-24-3.5	00350770428468
8140-24-4.0	00350770428536
8140-24-4.5	00350770428543
8140-24-5.0	00350770428567