

Navina Mini

Beskrivelse

Navina Mini er beregnet til transanal irrigation ved at tilføre en mindre mængde vand til tyktarmens nederste del gennem en rektal cone.

Indikationer for brug

Navina Mini er beregnet til voksne, unge og børn fra 3 år, der lider af ufuldstændig tømning og/eller fækal inkontinens.

Kontraindikationer

Du bør ikke anvende Navina Mini, hvis du har en eller flere af følgende tilstande:

- Kendt anal eller kolorektal forsnævring
- Aktiv inflammatorisk tarmsygdom
- Akut divertikulitis
- Kolorektal cancer
- Iskæmisk kolitis
- Har fået foretaget anal eller kolorektal indgrib inden for de seneste 3 måneder.

Da listen muligvis ikke er fuldstændig, tager behandlerne også altid individuelle faktorer i betragtning.








Holdbart design

- Vandbeholder, kan anvendes 60 gange
- Forlængerslange, kan anvendes 60 gange
- Rektal cone, engangsbrug

Materialesammensætning

Komponenterne i Navina Mini (vandbeholder, rektal cone og forlængerrør) er lavet af termoplastisk elastomer (TPE). Navina Mini er ikke fremstillet af latex, PVC eller phthalater.


				
Navina Mini	Navina Mini sæt med forlængerslange	Vandbeholder 185 ml 60 gange	Rektal cone Engangsbrug	Forlængerslange (valgfri) 60 gange

Reference	Type	Specification
6931000	Navina Mini Start sæt	1 vandbeholder, 5 rektal cones, forlængerslange
6930700	Navina Mini Sæt	1 vandbeholder 30 rektal cones
6930800	Navina Mini Extension Set	1 vandbeholder, 30 rektal cones, 1 forlængerslange
6930900	Navina Mini Refill Sæt	30 rektal cones


Navina Tarmpleje. En komplet serie af produkter til tarmpleje.



Navina Irrigations System, det eneste irrigations-system med elektronisk eller manuel kontrol, til forstoppelse og/eller tarmlækage.



Navina Mini, til ufuldstændig tømning og/eller lækage.



Navina Insert, udviklet til at forhindre utilsigtet tarmlækage.

Hos Wellspect udvikler vi innovative løsninger for kontinenspleje, som øger livskvaliteten for mennesker med blære- og tarmproblemer. Vi vil inspirere vores brugere til bedre selvværd og selvstændighed samt tillid til et godt helbred. Vi har været ledende i industrien i 40 år med vores varemærker LoFric® og Navina™. Vores målsætning er altid at minimere klimataftrykket fra vores produkter, og vi stræber passioneret efter at blive klimaneutrale. Vi arbejder tæt sammen med brugere og sundhedspersonale for at forbedre vores produkter på en bæredygtig måde, nu og for fremtiden..

Wellspect. A Real Difference.

For at få mere information om vores produkter og tilbud kan du besøge [Wellspect.dk](https://www.wellspect.dk).
Deltag i debatten på LinkedIn, Twitter, Facebook and Instagram.

[wellspect.dk](https://www.wellspect.dk)

Wellspect HealthCare, Maglebjergvej 10, 2800 Kongens Lyngby.
Telefon: 43 62 43 32. www.wellspect.dk

Navina Mini



Fremstillet: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

