

NEUTRALISERENDE AFSPÆNDINGSMIDDEL TIL INSTRUMENT GENBEHANDLING

Anios RDA

NEUTRALISERENDE AFSPÆNDINGSMIDDEL, TØRRE AKTIVATOR

- Giver et skinnende pletfri resultat
- Kan anvendes ved enhver vandkvalitet
- Særdeles kompatibelt med polysulfones og POM



Anios RDA

Neutraliserende afspændingsmiddel, tørre aktivator



Anios RDA
5 L dunk

PRODUKTEGENSKABER

- Svag gul, transparent væske
- pH koncentreret produkt ved 20°C: min 2,1 - max. 4
- pH opløsning ved 0,03%*: ca.4
- pH opløsning ved 0,1%*: ca.3,6
- Densitet ved 20°C: 1,035
- Konduktivitet ved 0,03% - 0,1%: 67 - 139 µS/cm

*pH-værdimålinger under driftsbetingelser, altid ved hjælp af et pH-meter med temperaturkompensation.

FORPAKNING OG ORDRE INFORMATION

PRODUKT	PAKKESTØRRELSE	VARENUMMER
Anios RDA	2 x 5 L dunk	3112440



LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Forhandles af:
ECOLAB APS.
Høffdingsvej 36.
DK 2500. Valby
Danmark

INSTRUMENT GENBEHANDLING

ANVENDELSESOMRÅDE

Produkt til skylning af medicinsk-kirurgiske instrumenter og medicinsk udstyr i vaskedekontaminator forsynet med RO vand eller almindeligt vand. Neutraliserende virkning på alkaliske rester fra detergenter, fjernelse af mineralrester fra vand under vaskecyklussen. Tørringsaktivator.

BRUGSANVISNING

Koncentreret, til professionel brug. Anvendes ved en opløsning på 0,03 til 0,1% (dvs. 0,3 til 1 ml pr. Liter vand) under skylleprocessen. Kompatibel med termisk desinfektion.

INDEHOLDER

Non-ioniske og anioniske overfladeaktive stoffer, mælkesyre, ethanol og hjælpestof.

OPBEVARING

Farligt - respekter forholdsreglerne ved brug (udarbejdet i henhold til gældende europæiske regler for klassificering og mærkning af kemiske produkter). Opbevaring: + 5°C til + 25°C.

CERTIFIKATER

Kan rekvireres

MEDICINSK UDSTYR, ANVEND MED FORSIGTIGHED

Læs venligst label og produkt information



UDELUKKENDE TIL PROFESSIONEL
ANVENDELSE

ECOLAB®

www.ecolab.dk