



Varenummer 1000024751



Excellent

## Spisestykke, ABENA Excellent, 2-lags, 70x37cm, transparent, PE/tissue, engangs

- ✓ Væsketæt
- ✓ Med vendbar lomme
- ✓ Med tape applikation
- ✓ Hygiejnisk



### Produktbeskrivelse

Engangsspisestykke til voksne. Anvendes for at minimere risikoen for krydskontaminering for sundhedsfagligt personale og brugeren ved at absorbere kropsvæsker og fødevarer. Spisestykket er med tape applikation og vendbar lomme. Dette sikrer, at lommen forbliver åben til at opsamle mad og væske og forhindre spild. Tape applikationen giver mulighed for mere fleksible placering af spisestykket, hvilket gør den ideal til sengeliggende brugere, samt øjenkontakt kan fastholdes under applikation. Den absorberende overflade og væsketætte bagside sørger for at tøjet indenunder forbliver tørt og rent.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Spisestykke
Varemærke	ABENA
Vareserie	Excellent
Sekundær farve	Transparent
Egenskaber	Med tape
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PE, tissue
Længde/dybde	70 cm
Bredde	37 cm
Antal lag	2-lags
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

### Brugsanvisning

Sættes fast på tøjet ved brug af de 2 tape applikatorer, lommen vendes

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	9 pk	39 cm	39 cm	34 cm	5713571008751
pk	100 stk				5713571008744



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet lukkes med tape.



Produktet har en lomme.



Produktet er kun til engangsbrug.