

Nasogas Kateter/sond fixering



Ingående delar/material

Material: Nonwoven
Glasinpaper

Färg

beige
transparent

Adhesiv: Akrylatbaserad

Förpackningar

Avdelningsförpackning AFP
Transportförpackning TFP

Material

ask med lock (ECF alt. TCF)
kartong (ECF alt. TCF)

Avfallshantering*

kartong
kartong

*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Art.nr.	Storlek	Mått cm	St/AFP	St/TFP	MBA
6028111	S	2,8 x 3,7	1 x 100 = 100	16 x 100 = 1600	TFP
6028112	M	7 x 7,6	1 x 100 = 100	16 x 100 = 1600	TFP
6028113	L	8 x 8,7	1 x 100 = 100	16 x 100 = 1600	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

Indikation

Säker och flexibel fixering för syrgaskettrar, duodenal-och näringssond.

Bruksanvisning





Produkten är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal.

1. Rengör huden
2. Öppna förpackningen
3. Ta bort skyddsfilm
4. Fixera Nasogas
5. Använd produkt kasseras i enlighet med avfallshantering.



Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	Medicinteknisk produkt
	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten
	CE-märkt enl. MDR (EU) 2017/745, klass I
	Använd inte produkten om förpackningen är skadad. Innehållet är sterilt om förpackningen är oskadad.

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2016

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



Manufacturer:

Shaoxing Yibon Medical Co., Ltd
Paojiang Industrial Zone
Shaoxing, Zhejiang
China

Importer:

AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se

EC-REP:

Obelis S.A.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels
Belgium