

evercare[®] inLine 3-vejshane, PVC-fri

REF: 10554-01

evercare[®] inLine 3-vejshane består af en bred vifte af produkter til forskellige behov. 3-vejshane med forlængerslanger i forskellige længder og giver mulighed for forbindelser til to infusions- og/eller injektionskilder eller en kombination af begge. Stophane er sterile engangsprodukter, der bruges til at lede intravenøse væsker som en forlængelse af infusions- og perfusionsenheden ved at muliggøre tilslutninger til to infusionskilder og en infusionsenhed med vaskulær adgang.

Egenskaber

- ▶ Lipidresistent
- ▶ 45° klikfunktion
- ▶ Produkterne kan klare op til 4,5 bar væsketryk
- ▶ Hydrofobisk filter forhindrer lækage under spædning
- ▶ Uden slange




REF	Beskrivelse	Størrelse - slange indre/ydre L (længde)	Priming volume(ml) ca.	Forpakning æske/karton
10554-01	3-vejshane, PVC-fri	Ø / mm, NA	0,250	/ 200

Salgsenhed: Transportkarton

Forordninger

Produktet efterlever lovmæssige krav for medicinsk udstyr. EO steriliseret efter gældende version af ISO standard 11135.



REACH forordning:

Produkterne omfattet af dette produktblad indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), herunder meget problematiske stoffer (SVHC) i henhold til den seneste tilgængelige version af kandidatlisten offentliggjort af European Chemicals Agenturet (ECHA).

Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-01

Lovmæssige krav:

Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745

Overholdelse af produktstandarder:

EN 8536-10, EN ISO 80369-7

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Overholdelse af mærkningsinformation og emballage:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Materiale

Produkt komponent	Råvare og egenskaber
Han prop	HDPE, hvid
3-vejshane	Transparent kanal pc, Lipidresistent, hvidt håndtag HDPE
Skruekork	PC, Transparen
Hun-luer kork	PP, hvid

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	<p>Dette produkt må kun anvendes af en kvalificeret læge eller sygeplejerske. Læs brugsanvisningen før brug. Enheden skal anvendes i overensstemmelse med anvisningerne. Enheden er garanteret steril og pyrogenfri, hvis den enkelte pakke ikke er blevet åbnet eller beskadiget. Må ikke bruges, hvis pakken er beskadiget, eller hvis beskyttelseshætterne er løse eller mangler.</p> <p>En luer må ikke strammes for meget, da både Lueren og andre tilslutningsanordninger kan blive beskadiget.</p> <p>Brug ikke instrumenter til fastspænding af slangen eller luer-stramningen.</p> <p>Genbrug kan forårsage infektion eller anden sygdom/skade.</p> <p>Undlad at efterlade porte åbne/hubs udsatte. Udskift sterile endehætter efter behov.</p>
Anbefaling for opbevaring	Anbefalet opbevaring i et rent, tørt rum mellem 15 - 25 °C. Produkter bør beskyttes mod direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefaling for bortskaffelse	Affaldet håndteres i overensstemmelse med lokale anbefalinger
Holdbarhed	5 år

Forpkningsoplysninger

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkelt pakke	Medicinsk papir, PP/PE film	76 x 38
Pakke	Pap	145 x 135 x 105
Transportkarton	TCF kvalitet, Karton	280 x 225 x 155
Pakketape	PVC fri, Gennemsigtig	N/A

Stregkoder / UDI-DI

REF	Enkelt pakke	Pakke	Transportkarton
10554-01	06438129121568	06438129321562	06438129521566

Evercare Medical AB er en partner, der giver patienterne et bedre liv, letter sundhedspersonalets hverdag og bidrager til lavere plejeomkostninger. Vi stræber efter at reducere miljøpåvirkningen og sammen med vores leverandører at forbedre arbejdsforholdene i hele værdikæden.