

U-right for synshæmmede Teststrimler

Beskrivelse:

U-right teststrimler bruges sammen med U-right blodsukkerapparaturer. - Forpakningsstørrelse: 50 stk. - Blodmængde: 0,5 µL. - Måleområde: 1,1-33,3 mmol/L. - Måletid: ca. 5 sekunder. - Beholderen er let oplukkelig. - Holdbarhed efter åbning: Teststrimlerne udløber 6 måneder efter første åbning, hvis låget lukkes helt tæt umiddelbart efter brug. - Kodning/kalibrering: automatisk. - Opbevaringstemperatur: Teststrimlerne skal opbevares mellem +4°C og +40°C. - Anvendelsestemperatur: Teststrimlerne kan anvendes mellem +10°C og +40°C, og under en luftfugtighed på 85%. - Kan måle op til 3275 m over havet overflade uden at resultatet påvirkes. CE mærket. Vigtigt: Du bør læse indlægssedlen til teststrimlerne, da der kan være forhold, hvor du ikke kan måle et nøjagtigt blodsukker. Finder du uforklarligt høje blodsukkerværdier kan det skyldes forkert opbevarede strimler, f.eks. at låget ikke har været sat på eller har siddet skævt. I disse tilfælde bør du tage hul på en ny pakke teststrimler for sammenligning.



Varenr.

Pakning

Ref. nr.

944885

50 stk.

TD-4269

Specifikationer

Ketoner:

Nej

CE labeled product:

Ja

Individuelt indpakket:

Nej

MD Classification:

IVD

Passer til følgende apparat:

U-Right

OneMed A/S

Kappa 3, Søften
8382 Hinnerup
CVR 19846679

Tlf. 86 109 109
info.dk@onemed.com
shop.onemed.dk

ONEMED