



Slut dig til os.



## Skin's Guardians

AQUACEL<sup>®</sup>Foam

FoamLite<sup>™</sup>  
ConvaTec



ConvaTec skumbandager – vi bekymrer os om dine patienters behov.

For at få mere at vide om ConvaTec skumbandager aftal et besøg med din ConvaTec-repræsentant

Kontakt os på telefon **48 16 74 74** eller besøg [www.convatec.dk](http://www.convatec.dk)

1. *In Vitro* Performance Characteristics of Foam Lite ConvaTec WHRI 4680 MS132. 25/04/16 Data on file, ConvaTec Inc. 2. Meuleneire F, Rücknagel H. Soft silicones Made Easy. Wounds International 2013 (May). Available from: [www.woundsinternational.com](http://www.woundsinternational.com) 3. Waring MJ, Parsons D. Physico-chemical characterisation of carboxymethylated spun cellulose fibres. Biomaterials. 2001;22(9):903-912. 4. Armstrong SH, Brown DA, Hill E, Ruckley CV. A randomized trial of a new Hydrofiber dressing, AQUACEL, and an alginate in the treatment of exuding leg ulcers. Presented at: 5th European Conference on Advances in Wound Management; Harrogate, UK: November 1995. 5. Barnea Y, Amir A, Leshem D, et al. Clinical comparative study of Aquacel and paraffin gauze dressing for split-skin donor site treatment. Ann Plast Surg. 2004 Aug;53(2):132-136. 6. Caruso DM, Foster KN, Blome-Eberwein SA, et al. Randomized clinical study of Hydrofiber dressing with silver or silver sulfadiazine in the management of partial thickness burns. J Burn Care Res. 2006 May-Jun;27(3):298-309. 7. Kogan L, Moldavsky M, Szvalb S, Govrin-Yehudain J. Comparative study of Aquacel and Silverol treatment in burns. Ann Burns Fire Disasters. 2004;17(4):201-207. 8. Healthy Volunteer Study Report, Protocol CW 0207 11 A736. Data on file, ConvaTec Inc. 9. AQUACEL<sup>™</sup> Foam Dressing – Waterproofness, Bacterial and Viral Barrier Testing. WHRI3538 MSO69Data on file, ConvaTec Inc. 10. WHRI3770 TA286 A Comparison of the *in vitro* Bio-Physical Performance Characteristics of Silicone Foam Dressings used in Wound Management. Data on file, ConvaTec.



®/™ er et varemærke tilhørende ConvaTec Inc. ConvaTec Ltd er en autoriseret bruger. © ConvaTec Inc. 2016. AP-016499-MM

ConvaTec Foam bandager –  
vi bekymrer os om dine patienters behov.




# Hvad skal din skumbandage kunne?

Vores sortiment af ConvaTec Foam bandager hjælper dig døgnet rundt:

- ved en lang række forskellige sårtyper
- ved varierende mængder af sårveske

Uanset hvad dit behov er, kan du stole på ConvaTec-skumbandager.




Dedikeret til brug i hverdagen


**FoamLite**  
ConvaTec

**AQUACEL**® Foam

- FoamLite™ ConvaTec-bandager – udviklet til let til ikke-væskende sår
- AQUACEL® Foam bandager – velegnede til moderat væskende sår




Dermabrasion\*\*



Tryksår^



Bensår^



Postoperativ incision^

Hverdagens mange kliniske udfordringer kræver sårbandager, der:

- **Beskytter** skrøbelig hud og huden omkring såret mod maceration
- **Beskytter** mod infektion
- **Fremmer** et optimalt fugtigt sårhelingsmiljø

\*\* Billede reproduceret med tilladelse fra: Dermabrasion – P Vasseur IDE (Marseille);

^ Alle andre billeder er taget fra ConvaTecs billedbibliotek



## Let og fleksibel hverdag\*

Designet særligt til behandling af let til ikke-væskende kroniske og akutte sår. FoamLite™ ConvaTec-bandagen er en tynd skumbandage med en åndbar film og perforeret, skånsom, hudvenlig silikoneklæber.<sup>†1</sup> FoamLite™ ConvaTec-bandagen er fleksibel og former sig<sup>†1</sup> efter kroppen, selv på svært bandagerbare områder.



Fleksibel og formbar<sup>†1</sup>



Blød og skånsom



Nem at påsætte, repositionere og fjerne<sup>†1,2</sup>



Virus og bakterietæt<sup>†1</sup>



Klæberen fæstner ikke til handsker eller sig selv<sup>†</sup>



Vandtæt og tåler brusebad<sup>†1</sup>




Kan klippes til ønsket form\*



Kan sidde i op til 7 dage\*

### Tre synergistiske lag

- 1 Blød, beskyttende barriere mod bakterier og virus<sup>†</sup>
- 2 Tyndt, fleksibelt, blødt skumlag designet til at absorbere små mængder sårveske og opretholde et fugtigt sårhelingsmiljø<sup>†1</sup>
- 3 Perforeret, skånsom og hudvenlig silikoneklæber, nem at applicere og repositionere<sup>†1</sup>, hæfter ikke i såret og kan fjernes atraumatisk<sup>†2</sup>



Dedikeret til brug i hverdagen

\* Der henvises til indlægssedlen for FoamLite™ ConvaTec-bandagen for den fuldstændige brugsanvisning.

† Som påvist *in vitro*


FoamLite™ ConvaTec-bandager til dine patienters behov – klar til at beskytte, forsvare og pleje let til ikke-væskende sår.




### Let og fleksibel\*



Hudafskrabning\*\*



2. grads forbrænding\*\*



Skin tear\*\*

### Blød og formbar<sup>†1</sup>



\*\* Alle billeder er gengivet med tilladelse: Skin tear – C Espinosa IDE (Toulouse);

2. grads forbrænding – E Bremond IDE (Grasse); hudlaceration – F Jullien IDE (Nice)



## Klar til brug\*


AQUACEL<sup>®</sup> Foam er designet til behandling af en lang række væskende sår og er baseret på Hydrofiber<sup>®</sup>-teknologi, som:

- Absorberer sårveske og danner en blød gel, som opretholder et fugtigt sårmiljø<sup>+3</sup>
- Binder sårveske i bandagen og reducerer lateral spredning, så risikoen for maceration reduceres<sup>+3</sup>
- Medvirker til at minimere smerter både under og mellem bandageskift<sup>+4-7</sup>

“ Nem at påsætte og aftage, debriderer hurtigt, macererer ikke den omgivende hud, patienterne siger, at den er behagelig og smertefri ”

Sårsygeplejerske

- Blød, skånsom, fleksibel og formbar\*
- Virus og bakterietæt<sup>+9</sup>
- Kan klippes til ønsket form\*
- Effektiv under kompression<sup>+10</sup>
- Klæberen fæstner ikke på handsker eller sig selv<sup>†</sup>
- Nem at påsætte og fjerne<sup>+8</sup>
- Vandtæt og tåler brusebad<sup>+9</sup>
- Kan sidde i op til 7 dage\*



Dedikeret til brug i hverdagen

<sup>†</sup> Som påvist *in vitro*



## Meget mere end bare en skumbandage...

Med AQUACEL<sup>®</sup> Foam bandage

Med polyuretan skumbandager

Beskytter den omkringliggende hud

Ingen lateral spredning




Maceration

Lateral spredning


## Klar til brug\*



Diabetiske fodsår



Traumatiske sår



Postoperative sår

## Fleksibel



\* Der henvises til indlægssedlen for AQUACEL<sup>®</sup> Foam bandage for den fuldstændige brugsanvisning.

# Sårbandager designet til at håndtere alt fra ikke-væskende til kraftigt væskende sår

ABSORPTIONSKAPACITET

MÆNGDE AF SÅRVÆSKE



NEKROTISK

INFICERET


DØDT VÆV

GRANULATION

EPITELIALISERING

## KLINISK MÅLSÆTNING MED BEHANDLINGEN

- ✓ Hydrere
- ✓ Debridere
- ✓ Skorpedannelse



**DuoDERM**  
Signal®  
eller  
**DuoDERM**  
Extra Thin

- ✓ Reducere bakterievækst
- ✓ Håndtere sårvæske
- ✓ Forebygge maceration
- ✓ Håndtere lugt



**AQUACEL** Ag+Extra  
eller **AQUACEL** Ag+  
kavitetsbandage  
+ **AQUACEL** Foam

- ✓ Håndtere sårvæske
- ✓ Forebygge maceration
- ✓ Understøtte autolytisk debridering



**AQUACEL** Extra™  
eller **AQUACEL**  
kavitetsbandage  
+ **AQUACEL** Foam

- ✓ Understøtte epitelialisering
- ✓ Forebygge maceration



**AQUACEL** Foam

- ✓ Beskytte sår og den omkringliggende hud
- ✓ Bidrage til at opretholde et fugtigt sårhelingsmiljø



**NY!** **FoamLite**  
Convatec

Perfekte partnere

Vidste du?

Ved sammenligning med andre testede skumbandager var **AQUACEL® Foam** bandagen den eneste skumbandage, som effektivt absorberede væske fra andre **AQUACEL®** -bandager<sup>10</sup>

## Samarbejder

**AQUACEL®** Foam bandagen er den eneste skumbandage, der er udviklet til at samarbejde med:

**AQUACEL® Extra™** og **AQUACEL®** kavitetsbandager



eller



+



**AQUACEL** Extra™

**AQUACEL** kavitetsbandage

**AQUACEL** Foam



Ekstra absorptionskapacitet til kraftigt væskende sår og/eller kaviteter



Dedikeret til brug i hverdagen

**Skin's Guardians**  
PROTECT. DEFEND. NURTURE

**AQUACEL<sup>®</sup>Extra<sup>™</sup>** 

AQUACEL<sup>®</sup> Extra – til behandling af moderat til kraftigt væskende sår og/eller kaviteter.

Bandagestørrelse	Antal/æske	Vare-nummer
<b>AQUACEL<sup>®</sup> Extra<sup>™</sup>-bandager</b>		
5 cm x 5 cm	10	420671
10 cm x 10 cm	10	420672
15 cm x 15 cm	5	420673
4 cm x 10 cm	10	420820
4 cm x 20 cm	10	420821
4 cm x 30 cm	10	420822
<b>AQUACEL<sup>®</sup> kavitetsbandager</b>		
1 cm x 45 cm	5	420127
2 cm x 45 cm	5	403770



AQUACEL<sup>®</sup> kavitetsbandage



AQUACEL<sup>®</sup> Extra




Dedikeret til brug i hverdagen

**AQUACEL<sup>®</sup>Foam**  

AQUACEL<sup>®</sup> Foam bandager til behandling af moderat væskende sår.

Bandagestørrelse	Antal/æske	Vare-nummer
<b>Med klæber</b>		
8 cm x 8 cm	10	420804
10 cm x 10 cm	10	420680
12,5 cm x 12,5 cm	10	420619
17,5 cm x 17,5 cm	10	420621
21 cm x 21 cm	5	420623
19,8 cm x 14 cm (Hæl)	5	420625
20 cm x 16,9 cm (Sakral)	5	420626
24 cm x 21,5 cm (Sakral)	5	420828
8 cm x 13 cm	10	421149
10 cm x 20 cm	10	421151
10 cm x 25 cm	10	421153
10 cm x 30 cm	10	421155
25 cm x 30 cm	5	420624
<b>Uden klæber</b>		
5 cm x 5 cm	10	420631
10 cm x 10 cm	10	420633
15 cm x 15 cm	5	420635
20 cm x 20 cm	5	420636
10 cm x 20 cm	10	413623
15 cm x 20 cm	5	420637

Med klæber



Uden klæber



FoamLite<sup>™</sup> ConvaTec  

FoamLite<sup>™</sup> ConvaTec -bandage til behandling af akutte, kroniske, letvæskende og ikke-væskende sår.

Bandagestørrelse	Antal/æske	Vare-nummer
5 cm x 5 cm	10	421927
5,5 cm x 12 cm	10	421563
8 cm x 8 cm	10	421557
10 cm x 10 cm	10	421559
10 x 20 cm	10	421928
15 cm x 15 cm	10	421561



ConvaTec skumbandager – vi bekymrer os om dine patienters behov.

† Som påvist *in vitro*