

i-Port Advance Injektionsport 6mm

Beskrivelse:

I-Port Advance Injektionsport er et lille og diskret plaster, som tillader injektioner uden punktering af hud for hver injektion. Injektionsporten er særlig velegnet, såfremt smerter eller ubehag forårsaget af injektioner erfares, nylig diagnosticerede type 1 diabetikere og som ikke er klar til en pumpe samt type 2 diabetikere og som er nye i at tage insulin. Den er også velegnet til børn og deres forældre, som ofte kan være nervøse, når der er tid til endnu en injektion. Injektionsporten er nem at påføre huden, og kan sidde i op til tre dage under alle normale hverdagsaktiviteter, herunder f.eks. badning og motion. Information om i-port Advance Injektionsport: Brug af i-Port Advance Injektionsport kan ske både med kanyler og insulinpenne med en længde på mellem 5-8 mm og en tykkelse på mellem 28 og 32 gauge. i-Port Advance kan bruges til både hurtig- (human insulin) og langtidsvirkende (f.eks. Determir eller Glargine) insulin. Den hurtigvirkende insulin skal injiceres først og efter 60 minutter kan den langtidsvirkende insulin injiceres. i-Port Advance skal skiftes hver 3. dag eller efter 75 injektioner. Skift altid indstikssted.



Varenr.

Pakning

Ref. nr.

948113

10 stk.

MMT-100

Specifikationer

CE labeled product:

Ja

MD Classification:

MDD Class IIb

OneMed A/S

Kappa 3, Søften
8382 Hinnerup
CVR 19846679

Tlf. 86 109 109
info.dk@onemed.com
shop.onemed.dk

ONEMED