

# Glucomen Areo 2K Keton Teststrimler, individuel

## Beskrivelse:

Glucomen® Areo Keton Sensor 10 bruges sammen med Glucomen® Areo 2K blodsukkerapparatet.

- Blodmængde: 0,8 µL. - Måleområde: 0,1-8,0 mmol/L. - Måletid: 8 sekunder. - Pakken er let oplukkelig. Teststrimlerne er individuelt indpakket og nemme at håndtere. - Holdbarhed efter åbning: Til udløbsdatoen på pakken. - Kodning/kalibrering: Automatisk. - Teststrimlerne er plasmakalibrerede. - Opbevaringstemperatur: Strimlerne skal opbevares mellem +4°C og +30°C. Anvendelsestemperatur: Når en blodsuktermåling udføres skal det ske ved temperaturer mellem +5°C og +45°C, og mellem +10°C og +40°C for en blodketonmåling. Overholdes dette ikke, kan der forekomme forkerte målinger. CE mærket: Ja. Vigtigt: Du bør læse indlægssedlen til teststrimlerne, da der kan være forhold, hvor du ikke kan måle et nøjagtigt blodsukker. Finder du uforklarligt høje blodsukkerværdier kan det skyldes forkert opbevarede strimler, f.eks. at låget ikke har været sat på eller har siddet skævt. I disse tilfælde bør du tage hul på en ny pakke teststrimler for sammenligning.



Varenr.	Pakning	Ref. nr.
948172	10 stk.	48101

## Specifikationer

### Ketoner:

Ja

### Individuelt indpakket:

Nej

### Passer til følgende apparat:

Glucomen Areo 2K

### CE labeled product:

Ja

### MD Classification:

IVD

### OneMed A/S

Kappa 3, Søften  
8382 Hinnerup  
CVR 19846679

Tlf. 86 109 109  
info.dk@onemed.com  
shop.onemed.dk

ONEMED