

SELEFA® Optimia non-woven runde tamponer

REF: 223021, 223022, 223023

SELEFA® Optimia non-woven runde tamponer har et bredt anvendelsesområde: præoperativ rensning af huden, rensning af sår og hudafskrabning, aftørring, absorption, beskyttelse osv. De er også beregnet til at stoppe blødning eller til påføring af topiske lægemidler. Deres store blødhed sikrer en behagelig kontakt med sår og hud, da materialet er mindre klæbende og mindre fnugdannende end gaze produkter.

Egenskaber

- ▶ Non-woven materiale i viskose/polyester af høj kvalitet
- ▶ Stor blødhed og lav fnugdannelse
- ▶ Effektiv til absorption af væske og eksudat
- ▶ Mindre klæbende på såret end vævede gaze produkter
- ▶ Kan steriliseres med EO



REF	Beskrivelse	Størrelse	Forpakning æske/karton
223021	Optimia non-woven runde tamponer, usterile, Hvid	Ø 30 mm	200 / 3600
223022	Optimia non-woven runde tamponer, usterile, Hvid	Ø 40 mm	150 / 2700
223023	Optimia non-woven runde tamponer, usterile, Hvid	Ø 50 mm	100 / 1800

Salgsenhed: Transportkarton

Forordninger

Produktet efterlever lovmæssige krav for medicinsk udstyr.



Not made with natural rubber latex



REACH forordning:

Produkterne omfattet af dette produktblad indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), herunder meget problematiske stoffer (SVHC) i henhold til den seneste tilgængelige version af kandidatlisten offentliggjort af European Chemicals Agenturet (ECHA).

Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-10

Lovmæssige krav:

Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745

Overholdelse af produktstandarder:

EN 29073, EN 1644-1,-2

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Overholdelse af mærkningsinformation og emballage:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Materiale

Produkt komponent

Råvare og egenskaber

Hovedmateriale

Non-woven, 70% viskose og 30% polyester, hvid

Elastisk ring

SEBS blokcopolymer, hvid, latexfri

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbrug. Hvis det genbruges, kan produktets ydeevne forringes, og krydskontaminering kan forekomme.
Anbefaling for opbevaring	Anbefalet opbevaring i et rent, tørt rum ved omgivelsestemperatur. Produkter bør beskyttes mod direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefaling for bortskaffelse	Affaldet håndteres i overensstemmelse med lokale anbefalinger
Holdbarhed	5 år

Forpkningsoplysninger

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkelt pakke	N/A	N/A
Pakke	PE pose, Gennemsigtig	223021: 270 x 390 x 104 223022: 270 x 390 223023: 270 x 390
Transportkarton	Karton, TCF eller ECF kvalitet	223021: 395 x 290 x 420 223022: 395 x 290 x 420 223023: 395 x 290 x 540
Pakketape	PVC fri, Gennemsigtig	N/A

Stregkoder / UDI-DI

REF	Enkelt pakke	Pakke	Transportkarton
223021	N/A	06438129354126	06438129554120
223022	N/A	06438129354133	06438129554137
223023	N/A	06438129354140	06438129554144

Evercare Medical AB er en partner, der giver patienterne et bedre liv, letter sundhedspersonalets hverdag og bidrager til lavere plejeomkostninger. Vi stræber efter at reducere miljøpåvirkningen og sammen med vores leverandører at forbedre arbejdsforholdene i hele værdikæden.