

Serres' sugeposer

Serres' standardsugepose

Hygiejnisk og sikkert.

Varenummer	Beskrivelse	Emballering
6057157	Sugepose 1 liter	36/216
6057167	Sugepose 2 liter	24/144
6057187	Sugepose 3 liter	24/144



Sugeposer med pulver

Ved aflæsning af volumen i forfyldte poser er det vigtigt at huske, at pulverets volumen skal trækkes fra. Pulveret i posen ekspanderer ikke.



Varenummer	Beskrivelse	Volumen pulver	Tørvækt pulver	Emballering
6057557	Sugepose, 1 liter med pulver i posen	25 ml	20 g	32/192
6057567-0	Sugepose, 2 liter med pulver i posen	50 ml	39 g	22/132
6057587-0	Sugepose, 3 liter med pulver i posen	85 ml	65 g	20/120

Superabsorberende pulver, SAP

Kan tilsættes sugeposen før eller efter brug.

Varenummer	Beskrivelse	Emballering
6057551	SAP 15 g / volumen 23 ml	20/200
6057550	SAP 25 g / volumen 35 ml	24/288
6057553	SAP i beholder 2 kg, 1 skovl 100 ml	1/1



Serres sugepose med tilbageløbsventil

Membranen er placeret på indersiden af låget under patientkoblingen og er testet til at kunne klare et vakuum mellem 15 kPa og 95 kPa. En tilbageløbsventil må aldrig bruges som en prop. Luk altid patientporten med den tilhørende prop.

Varenummer	Beskrivelse	Emballering
6057157-3	Sugepose, 1 liter m tilbageløbsventil	36/216
6057167-3	Sugepose, 2 liter m tilbageløbsventil	24/144
6057187-3	Sugepose, 3 liter m tilbageløbsventil	24/144



Hvilken pose passer til hvilket kanister:
1 liter 6057308 (transp.), 6057309 (blå)
2 liter 6057328 (transp.), 6057329 (blå)
3 liter 6057348 (transp.)

Sugeposer med dobbeltfilter

Sugeposen anvendes i forbindelse med røg fra laser eller diatermi. Dobbeltfilteret beskytter posen og eliminerer risikoen for, at posens sugeevne reduceres, når røgpartikler suges ind. Ved seriekobling anbefales det, at poser med dobbeltfilter sidder sidst i seriekoblingen.




Varenummer	Beskrivelse	Emballering
6057167-5	Sugepose med dobbeltfilter, 2 liter	24/144
6057187-5	Sugepose med dobbeltfilter, 3 liter	24/144

Materialet i Serres' sugeposer:

Pose og låg: Polyethylen
 Tilbageløbsventil/membran: POM – polyoxymethylen
 Hydrofob filter: indre – PE
 Dobbeltfilter: ydre – PET + PP
 Hvid konektor: Polypropylen
 Pulver: Superabsorberende polymer SAP

Indeholder ikke latex eller PVC
 Klassificering: Klasse I
 i henhold til 93/42/EØF
 I overensstemmelse med:
 EN ISO 10079-1:2015 Del 1
 ISO 10079-1:2014 Del 3,
 Medicinsk Sugeposeudstyr



Varenr	Standard	Forfolde	med pulver	Tilbageløbs-ventil	Dobbeltfilter	Emballering
1000 ml						
6057157	X	–	–	–	–	36/216
6057557	–	–	X	–	–	32/192
6057157-3	–	–	–	X	–	36/216
2000 ml						
6057167	X	–	–	–	–	24/144
6057567-0	–	X	X	–	–	22/132
6057167-3	–	X	–	X	–	24/144
6057167-5	–	X	–	–	X	24/144
3000 ml						
6057187	X	–	–	–	–	24/144
6057587-0	–	X	X	–	–	20/120
6057187-3	–	X	–	X	–	24/144
6057187-5	–	X	–	–	X	24/144

Sugeposerne er pakket i dispenser-æsker. 6 dispenser-æsker pakkes i en transportkarton.