

Tappningskateter för män

Töm blåsan på ett säkert och enkelt sätt

- Unikt hydrofilt ytskikt
- PVC-fri
- Klar i vätska



Töm blåsan på ett säkert och enkelt sätt

Blåstömningsproblem innebär svårighet att tömma sin urinblåsa fullständigt. Det kan bero på många olika orsaker. Med hjälp av en tappningskateter kan blåsan tömmas enligt RIK-metoden (Ren Intermittent Kateterisering) och på så sätt undviker man de problem som ofullständig blåstömning kan medföra.

SpeediCath är en tappningskateter som ligger klar i vätska, för att kunna användas direkt. Tack vare kateterens unika hydrofila yta och polerade kateterögon blir friktionen mot urinnrörets slemhinna minimal. Det ger en snabb, enkel och säker kateterisering varje dag. PVC-fri och fri från ftalater.



SpeediCath® tappningskateter

Finns i många storlekar för män och pojkar. Förpackningen kan öppnas i båda ändar och kan då användas som handtag för att hygieniskt föra in katetern i urinnröret. Kan vid behov förvaras hoprullad upp till tre timmar.

SpeediCath® Control

En tappningskateter för män med förstärkning vid konan. Den hjälper män att lättare hitta rätt med katetern in i urinnröret samt förbi prostatan.

SpeediCath® Complete

SpeediCath Complete är ett set med tappningskateter och urinpåse som har integrerat införingshandtag för hygienisk och enkel kateterisering. Själva urinpåsen rymmer 1000 ml och är konstruerad för att man lätt ska kunna öppna och tömma ut urinen från påsen. Tack vare sin konstruktion kan den användas även då det inte finns tillgång till toalett och vatten.



Referenser

* D.J.K.M De Ridder et al; "Intermittent catheterisation with hydrophilic-coated catheters (SpeediCath) reduces the risk of clinical urinary tract infection in spinal cord injured patients: a prospective randomised parallel comparative trial". European Urology 48 (2005) 991-995.
* J. Stensballe et al; "Hydrophilic-coated catheters for intermittent catheterisation reduce urethral micro-trauma: a prospective, randomised, participant-blinded, crossover study of three different types of catheters". European Urology 48 (2005) 978-983.
* H.J.M van Kuppevelt et al; "Comparative randomised crossover evaluation of a modern catheter SpeediCath® with conventional catheters LoFric® and EasiCath®. Poster, International Spinal Cord Society, Aten 2004.

SpeediCath	Ch (storlek)	Förp (styck)	Längd (cm)	Coloplast art nr
Nelaton för pojkar/ungdom	● 08	30	30	286080
	● 10	30	30	286100
	○ 12	30	30	286120
Nelaton för män	● 08	30	40	284080
	● 10	30	40	284100
	○ 12	30	40	284120
	● 14	30	40	284140
	● 16	30	40	284160
Tiemann för män	● 18	30	40	284180
	● 10	30	40	284900
	○ 12	30	40	284920
	● 14	30	40	284940

SpeediCath Control	Ch (storlek)	Förp (styck)	Längd (cm)	Coloplast art nr
Nelaton för män	○ 12	30	40	282120

SpeediCath Complete	Ch (storlek)	Förp (styck)	Längd (cm)	Coloplast art nr
Nelaton för män 1000 ml	● 10	20	40	284600
	○ 12	20	40	284620
	● 14	20	40	284640

Miljöfakta

Förpackning: Allt material är återvinningsbart, sortera och lämna på närmaste återvinningsstation. Vi är anslutna till Svensk Förpackningsinsamling/REPA.
Produkt: Vi rekommenderar att produkten går till sopförbränning med energiutvinning.



Ostomy Care
Urology & Continence Care
Wound & Skin Care



Coloplast utvecklar produkter och service som gör livet enklare för människor med ett hälsotillstånd som är mycket personligt. Genom ett nära samarbete med användarna av våra produkter, utvecklar vi produktlösningar som motsvarar kundernas speciella behov. Vi kallar detta intim sjukvård.

Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2010-01.
Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark. Produktion: Sandstens Tryckeri, 300 ex. SP2509

Coloplast AB
Box 10171
434 22 Kungsbacka
Växel: 0300-332 50
Kundservice: 0300-332 56
se@coloplast.com
www.coloplast.se