

Tappningskateter för män

- en kateter för var och en

- Unikt hydrofilt ytskikt för optimal säkerhet och skonsamhet
- Uppfyller behovet direkt
- PVC-fri



Det finns många anledningar till att SpeediCath® är den mest använda katetern i Europa¹

Blåstömningssproblem innebär svårighet att tömma urinblåsan fullständigt och kan bero på olika anledningar. Med hjälp av en tappningskateter kan blåsan tömmas enligt RIK (Ren Intermittent Kateterisering). Då undviker man de problem som ofullständig blåstömning kan medföra.

SpeediCath tappningskateter ligger i vätska - färdig att användas direkt. Katetern har ett unikt hydrofilt ytskikt och en jämn övergång till polerade kateterögon. Det ger perfekt fuktighet och en skonsam kateterisering som inte skadar urinröret. PVC- och ftalatfri.

SpeediCath Standard

Den första hydrofila katetern som förpackades i vätska och därmed kunde användas direkt. Förpackningen öppnas enkelt av personer med nedsatt handfunktion. Förpackningen kan även öppnas i båda ändar och användas som handtag för att hygieniskt föra in katetern i urinröret. Klisteretikett säkerställer att katetern hänger på plats under förberedelsen. Finns med Nelaton- och Tiemannspets. Katetern kan vid behov förvaras ihoprullad upp till 3 timmar.

SpeediCath Control

En tappningskateter med samma egenskaper som SpeediCath Standard, men med en styvare del vid konan som gör det möjligt för användaren att ha större kontroll vid införandet.

SpeediCath Compact

Tack vare sin unika design är SpeediCath Compact diskret, säker och enkel att hantera och bidrar till högre livskvalitet vid intermittent kateterisering². Det integrerade handtaget ger en hygienisk kateterisering.

SpeediCath Compact Set

Den enda helhetslösningen med kompakt kateter och integrerad steril påse. Enkel, intuitiv och diskret design. Enkel att använda för personer som inte kan kateterisera direkt i toaletten. Vid införandet behöver inte ytskiktet vidröras. Mindre att förvara, ta med och förbereda. Användaren upplever högre livskvalitet vid intermittent kateterisering². Urinpåsen rymmer 750 ml.

SpeediCath Complete

SpeediCath Complete är ett set med tappningskateter och urinpåse med integrerat införingshandtag för hygienisk och enkel kateterisering. Urinpåsen rymmer 1000 ml och är enkel att öppna och enkel att tömma. Designen möjliggör användning när det inte finns tillgång till toalett och vatten.

SpeediCath Standard	Ch (storlek)	Förp (styck)	Längd (cm)	Coloplast art nr
Nelaton för pojkar/ungdom	● 08	30	30	286080
	● 10	30	30	286100
	○ 12	30	30	286120
Nelaton för män	● 08	30	40	284080
	● 10	30	40	284100
	○ 12	30	40	284120
	● 14	30	40	284140
	● 16	30	40	284160
	● 18	30	40	284180
Tiemann för män	● 10	30	40	284900
	○ 12	30	40	284920
	● 14	30	40	284940
	● 16	30	40	284960
SpeediCath Control	Ch (storlek)	Förp (styck)	Längd (cm)	Coloplast art nr
Nelaton för män	○ 12	30	40	282120

SpeediCath Compact Male	Ch (storlek)	Förp (styck)	Längd (cm)	Coloplast art nr
Nelaton för män	○ 12/18**	30	33	286920
SpeediCath Compact Set	Ch (storlek)	Förp (styck)	Längd (cm)	Coloplast art nr
Nelaton för män	○ 12/18**	20	30*	284221
750 ml				
SpeediCath Complete	Ch (storlek)	Förp (styck)	Längd (cm)	Coloplast art nr
Nelaton för män	● 10	20	40	284600
1000 ml	○ 12	20	40	284620
	● 14	20	40	284640

** En flexibel del i ch12 och en stadigare del i ch18. * Kateterlängd exkl handtagsdel.

1. Coloplast sales data, GERS, IMS, Assobiomedica, Nefemed, PCA, 2012/13
2. Chartier-Kastler E et al. J Urol. 2013 Sep;190(3):942-7