



## Sekumatic® FNZ

### Nestemäinen neutralointiaine koneelliseen instrumenttien puhdistukseen

- Kirurgisten instrumenttien emäksisen pesun jälkeiseen neutralointiin

#### Käyttöalue:

- Sekumatic® FNZ:aa käytetään kirurgisille ja MIC-instrumenteille, taipumattomille endoskoopeille, muovivälineille, elastomeereille (esim. kumi) anestesiassa, kirurgiassa ja urologiassa, leikkaussalikengille, syöttöpulloille ja laboratoriolasille sairaaloissa ja muissa lääketieteellisissä kohteissa.
- Sekumatic® FNZ:aa voidaan käyttää kaikissa vedenkovuuksissa
- Sekumatic® FNZ –liuos huuhdellaan huolellisesti käytön jälkeen mieluiten demineralisoidulla vedellä.

#### Kemiallis-fyysiset tiedot:

- Tiheys (20 °C) 1,16 g/ml
- pH-arvo (20 °C) n. 2,3 (konsentraatti)
- pH-arvo (20 °C) 2,8-3,2 (1-3 ml, demivesi)
- Johtokyky (20 °C) 2,2-4-6 ms/cm (demivesi)

#### pH-arvo:

- Konsentraatti: 2,3

#### Ulkonäkö:

- Väritön/keltainen neste

#### Annostelu:

- 1-3 ml/l

#### Pakkausko:

- Kartonki: 3 x 5 l erikoiskannu

#### Varastointi:

- Säilytetään alkuperäispakkauksessa enintään +25 °C:ssa

#### Turvallisuusohjeet:

- Katso käyttöturvallisuustiedote