


## evercare<sup>®</sup> inLine Jatkoletku, kierre, PVC-vapaa

REF: 10539-01, 10540-01, 10541-01, 10542-01

evercare<sup>®</sup> InLine Jatkoletku soveltuu infuusiolettujen jatkamiseen. Se voidaan yhdistää myös ruiskuun. Jatkoletkut ovat steriilejä kertakäyttötuotteita, joiden avulla nesteitä ja/tai lääkkeitä annetaan suonensisäisesti infuusio- ja perfuusiolaitteen avulla. Ne mahdollistavat yhteyden infuusiolähteeseen ja -laitteeseen, josta on verisuoniyhteys.

### Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ Kestävät jopa 55 baarin nestepaineen
- ▶ Hydrofobinen suodatin estää vuodot esitäytön aikana
- ▶ Letkun päissä suojakorkilliset uros- ja naarasliittimet
- ▶ Kiinteä luer lock
- ▶ Soveltuu kuljetukseen ja tutkimuksiin




Tuotenumero	Kuvaus	Koko letku sisä/ulko läpimitta P(pituus)	Täyttövolyymi (ml)	Pakkauskoko, kpl rasia/kuljetuskartonki
10539-01	Jatkoletku, kierre, PVC-vapaa	Ø 1/2 mm, L 150cm	1.1	25 / 100
10540-01	Jatkoletku, kierre, PVC-vapaa	Ø 1/2 mm, L 200cm	1.5	25 / 100
10541-01	Jatkoletku, kierre, PVC-vapaa	Ø 1/2 mm, L 300cm	2.2	25 / 100
10542-01	Jatkoletku, kierre, PVC-vapaa	Ø 1/2 mm, L 400cm	2.9	25 / 100

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

## Säädökset

Täyttää lääkinnälliselle laitteelle annetut lainsäädännön vaatimukset. EO-sterilointi ISO 11135 -vaatimusten mukaisesti.



### REACH-asetus:

Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla.

### Biologinen arviointi:

EN ISO 10993-01

### Lakisäätöiset vaatimukset:

Lääkinnällisten laitteiden asetus (EU) 2017/745

### Tuotestandardien vaatimukset:

EN 8536-9, EN ISO 80369-7

### Laatustandardit:

EN ISO 13485

### Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

## Materiaali

Tuotteen osa	Raaka-aine & ominaisuudet
Koiras luer korkki	HDPE, valkoinen
Koiras/Naaras liitos	LDPE/HDPE, Sininen
Letku	LDPE, PVC-vapaa, taittumisen kestävä
irrota täyttökorkki	HDPE, vaaleansivaaleansininen

## Varoitukset ja suositukset

### Varoitukset

Tämän tuotteen käyttö on rajoitettu laillistetuille lääkäreille tai hoitajille. Lue ohjeet ennen käyttöä. Laitetta on käytettävä ohjeiden mukaisesti. Tuote on steriili ja pyrogeeni-vapaa, mikäli pakkaus/tuote on vahingoittunut tai korkki on löystynyt/irronnut. Älä kiristä Luer-liitintä kitkakohdan yli, sillä se voi vaurioittaa sekä liitintä että yhdistäjää. Älä käytä mitään instrumentteja letkun tai Luer-kiristimen kiinnittämiseen. Tuotteen käyttäminen uudelleen voi johtaa infektiin tai muuhun sairauteen/vaurioon. Ne pas laisser les orifices d'entrée/pavillons exposés. Si nécessaire, remplacer les embouts terminaux stériles.

### Säilytys

Suosittelava varastointi puhtaassa, kuivassa tilassa 15 - 25 °C. Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta, muilta voimakkailta valonlähteiltä ja otsonilta.

### Hävittäminen

Tuote hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti

### Käyttöikä

5 vuotta

## Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko ( P x L x K ) mm
Yksittäispakkaus	Lääkinnällisen laadun paperi, PP/PE kalvo	235 x 100
Rasia	PP	305 x 460 x 0
Kuljetuspakkaus	TCF laatu, Kartonki	400 x 295 x 287
Pakkausteippi	PVC vapaa, Läpinäkyvä	N/A

## Viivakoodit / UDI-DI

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
10539-01	06438129121582	N/A	06438129521580
10540-01	06438129121599	N/A	06438129521597
10541-01	06438129121605	N/A	06438129521603
10542-01	06438129121612	N/A	06438129521610

Evercare Medical AB on kumppani, joka mahdollistaa potilaiden paremman elämän, helpottaa terveydenhuollon työntekijöiden arkea ja pienentää hoitokustannuksia. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksia ja parantamaan yhdessä toimittajiemme kanssa työolosuhteita koko arvoketjussa.