

evercare® inLine 3-tiehana, PVC-vapaa

REF: 10554-01

evercare® inLine 3-tiehana on laaja valikoima erilaisiin tarpeisiin. 3-tiehana eripituisilla jatkoletkuilla ja mahdollistaa yhdistämisen kahteen infuusio- ja/tai injektio- lähteeseen tai näiden yhdistelmään. Sulkuhanat ovat steriilejä kertakäyttötuotteita, joiden avulla nesteitä lääkkeitä annetaan suonensisäisesti infuusio- ja perfuusiolaitteen avulla. Ne mahdollistavat kahden infuusio- lähteen yhdistämisen infuusiolaitteeseen, josta on verisuoni- yhteys.

Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ Lipidiresistentti
- ▶ 45° napsautustoiminto
- ▶ Tuotteet kestävät jopa 4,5 baarin nestepaineen
- ▶ Hydrofobinen suodatin estää vuodot esitäytön aikana
- ▶ Ilman letkua




Tuotenumero	Kuvaus	Koko letku sisä/ulko läpimitta P(pituus)	Täyttövolyymi (ml)	Pakkauskoko, kpl rasia/kuljetuskartonki
10554-01	3-tiehana, PVC-vapaa	Ø / mm, NA	0.3	0 / 200

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

Säädökset

Täyttää lääkinnälliselle laitteelle annetut lainsäädännön vaatimukset. EO-sterilointi ISO 11135 -vaatimusten mukaisesti.

**REACH-asetus:**

Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla.

Biologinen arviointi:

EN ISO 10993-01

Lakisääteiset vaatimukset:

Lääkinnällisten laitteiden asetus (EU) 2017/745

Tuotestandardien vaatimukset:

EN 8536-10, EN ISO 80369-7

Laatustandardit:

EN ISO 13485

Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Materiaali

Tuotteen osa	Raaka-aine & ominaisuudet
Koiras luer korkki	HDPE, valkoinen
3-tiehana	Läpinäkyvä kanava PC, Lipidinkestävä, valkoinen kahva HDPE
Kierrekorkki	PC, Läpinäkyvä
Naarras luer korkki	PP, valkoinen

Varoitukset ja suositukset

Varoitukset

Tämän tuotteen käyttö on rajoitettu laillistetuille lääkäreille tai hoitajille. Lue ohjeet ennen käyttöä. Laitetta on käytettävä ohjeiden mukaisesti. Tuote on steriili ja pyrogeeni-vapaa, mikäli yksittäispakkausta ei ole avattu tai se on vahingoittumaton. Älä käytä, mikäli pakkaus/tuote on vahingoittunut tai korkki on löystynyt/irronnut. Älä kiristä Luer-liitintä kitkakohdan yli, sillä se voi vaurioittaa sekä liitintä että yhdistäjää. Älä käytä mitään instrumentteja letkun tai Luer-kiristimen kiinnittämiseen. Tuotteen käyttäminen uudelleen voi johtaa infektiin tai muuhun sairauteen/vaurioon. Ne pas laisser les orifices d'entrée/pavillons exposés. Si nécessaire, remplacer les embouts terminaux stériles.

Säilytys

Suosittelava varastointi puhtaassa, kuivassa tilassa 15 - 25 °C. Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta, muilta voimakkailta valonlähteiltä ja otsonilta.

Hävittäminen

Tuote hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti

Käyttöikä

5 vuotta

Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko (P x L x K) mm
Yksittäispakkaus	Lääkinnällisen laadun paperi, PP/PE kalvo	76 x 38
Rasia	Aaltopahvi	145 x 135 x 105
Kuljetuspakkaus	TCF laatu, Kartonki	280 x 225 x 155
Pakkausteippi	PVC vapaa, Läpinäkyvä	N/A

Viivakoodit / UDI-DI

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
10554-01	06438129121568	06438129321562	06438129521566

Evercare Medical AB on kumppani, joka mahdollistaa potilaiden paremman elämän, helpottaa terveydenhuollon työntekijöiden arkea ja pienentää hoitokustannuksia. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksia ja parantamaan yhdessä toimittajiemme kanssa työolosuhteita koko arvoketjussa.