

Embra® AmpSnap ampullinmurtaja

REF: 111003, 152503

Embra® AmpSnap on mekaaninen ampullinavaaja, joka on tarkoitettu lasiampullien avaamiseen. Se on yksinkertainen käsikäyttöinen työkalu, joka on suunniteltu helpottamaan lasiampullien avaamista yksinkertaisella napsautuksella ampullin yläosassa. Avaamisen yhteydessä lasinsirpaleet kapseloituvat AmpSnapin sisään ja hävitetään yhdessä teräväjäteastian, mikä vähentää sormien leikkausriskiä. Embra® AmpSnap on arvokas työkalu sairaanhoitajille, farmaseuteille ja klinikoille, ja se tarjoaa nopean ja tarkan ampullinavauskyvyn. Ampullinavaaja on kertakäyttöinen muovituote, joka on saatavana kahdessa koossa. Lasiampullit avataan turvallisesti napsauttamalla.

Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ Yhteensopiva ampullikokojen 1-10 ml ja 15-25 ml kanssa
- ▶ Parannettu muotoilu, jossa on uritettu sisäseinä liukumattomaan ampullin otteeseen
- ▶ Kaksipäinen muotoilu, joka mahdollistaa optimaalisen istuvuuden valinnan ampullin päälle
- ▶ Rikkoutunut lasiampullin yläosa säilytetään turvallista hävittämistä varten
- ▶ Valmistettu vähintään 70 % biopohjaisesta muovista, testattu ASTM D 6866 -standardin mukaisesti
- ▶ Tuotepakkaus on valmistettu FSC® Mix -kierrätyskuidusta



Tuotenumero	Kuvaus	Koko	Pakkauskoko, kpl rasia/kuljetuskartonki
111003	AmpSnap ampullinmurtaja, Valkoinen	1-10 ml	100 / 10000
152503	AmpSnap ampullinmurtaja, Valkoinen	15-25 ml	70 / 7000

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

Säädökset

N/A	
 Not made with natural rubber latex   	
REACH-asetus:	Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla.
Lakisääteiset vaatimukset:	N/A
Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset:	EN ISO 15223-1

Materiaali

Tuotteen osa	Raaka-aine & ominaisuudet
Päämateriaali	Termoplastinen elastomeeri tyyppiä TPS-H, jonka vähintään 70% on biopohjaista hiiltä

Varoitukset ja suositukset

Varoitukset	Tuote on kertakäyttöinen. Uudelleen käytettäessä materiaali voi haurastua ja johtaa ristikontaminaatiovaaraan.
Säilytys	Suosittelava varastointi puhtaassa, kuivassa huoneenlämpötilassa. Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta, muilta voimakkailta valonlähteiltä ja otsonilta.
Hävittäminen	Tuote hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti
Käyttöikä	5 vuotta

Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko (P x L x K) mm
Yksittäispakkaus	N/A	N/A
Rasia	TCF tai ECF laatu	105 x 84 x 73
Kuljetuspakkaus	TCF tai ECF laatu	535 x 345 x 379
Pakkausteippi	N/A	N/A

Viivakoodit / UDI-DI

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
111003	N/A	6438129800029	6438129800036
152503	N/A	6438129800042	6438129800050

Embran tehtävänä on kehittää vastuullisia terveydenhuollon ratkaisuja, jotka keskittyvät ympäristövaikutusten vähentämiseen, samalla kun laatua potilaille ja hoitajille parannetaan. Yhdessä voimme tehdä positiivisen eron, joten kiitos siitä, että valitsit Embran.

