

SELEFA® kirurginen kuitukangasteippi

REF: 2402021, 2402022, 2402023, 2405021, 2405022, 2405023

SELEFA® kirurginen kuitukangasteippi on edullinen yleiskäyttöinen kirurginen teippi. Se sopii letkujen, katetrien ja pienten lääkinällisten laitteiden kiinnittämiseen sekä kaikenlaisten taitosten kiinnittämiseen. Se on hengittävää ja helppo irrottaa ilman liimajäämiä.

Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ Lateksiton
- ▶ Hengittävä
- ▶ Erinomainen tarttuvuus
- ▶ Ohut kuitukangasmateriaali
- ▶ Saatavana katkokelalla tai ilman



Tuotenumero	Kuvaus	Koko	Pakkauskoko, kpl rasia/kuljetuskartonki
2402021	Kirurginen kuitukangasteippi, Valkoinen	1,25 cm x 9,1 m	24 / 720
2402022	Kirurginen kuitukangasteippi, Valkoinen	2,5 cm x 9,1 m	12 / 360
2402023	Kirurginen kuitukangasteippi, Valkoinen	5 cm x 9,1 m	6 / 180
2405021	Kuitukangasteippi ja katkokela, Valkoinen	1,25 cm x 9,1 m	24 / 720
2405022	Kuitukangasteippi ja katkokela, Valkoinen	2,5 cm x 9,1 m	12 / 360
2405023	Kuitukangasteippi ja katkokela, Valkoinen	5 cm x 9,1 m	6 / 180

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

Säädökset

Täyttää lääkitäiselle laitteelle annetut lainsäädännön vaatimukset.



Not made with natural rubber latex



REACH-asetus:

Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla.

Biologinen arviointi:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-10

Lakisäätöiset vaatimukset:

Lääkitäisisten laitteiden asetus (EU) 2017/745

Tuotestandardien vaatimukset:

EN 1939, EN ISO 14184-1

Laatustandardit:

EN ISO 13485

Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Materiaali

Tuotteen osa	Raaka-aine & ominaisuudet
Teippi	Paperi ja märkämenetelmällä valmistettukuitukangas, valkoinen
Liima	Paineherkkä akryyliiima, lateksiton
Hylsy	PE, kermanvalkoinen
Katkokela	PP, sininen

Varoitukset ja suositukset

Varoitukset	Tuote on kertakäyttöinen. Uudelleen käytettäessä materiaali voi haurastua ja johtaa ristikontaminaatiovaaraan.
Säilytys	Suosittelava varastointi puhtaassa, kuivassa huoneenlämpötilassa. Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta, muilta voimakkailta valonlähteiltä ja otsonilta.
Hävittäminen	Tuote hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti
Käyttöikä	3 vuotta

Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko (P x L x K) mm
Yksittäispakkaus	N/A	N/A
Rasia	Kartonki, TCF tai ECF laatu	2402021: 136 x 90 x 54 2402022: 136 x 90 x 54 2402023: 136 x 90 x 54 2405021: 145 x 142 x 78 2405022: 145 x 142 x 66 2405023: 145 x 142 x 60
Kuljetuspakkaus	Kartonki, TCF tai ECF laatu	2402021: 290 x 290 x 285 2402022: 290 x 290 x 285 2402023: 290 x 290 x 285 2405021: 445 x 310 x 410 2405022: 445 x 310 x 350 2405023: 445 x 310 x 320
Pakkausteippi	PVC vapaa, Läpinäkyvä	N/A

Viivakoodit / UDI-DI

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
2402021	N/A	06438129352085	06438129552089
2402022	N/A	06438129352092	06438129552096
2402023	N/A	06438129352108	06438129552102
2405021	N/A	06438129352146	06438129552140
2405022	N/A	06438129352153	06438129552157
2405023	N/A	06438129352160	06438129552164

Evercare Medical AB on kumppani, joka mahdollistaa potilaiden paremman elämän, helpottaa terveydenhuollon työntekijöiden arkea ja pienentää hoitokustannuksia. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksia ja parantamaan yhdessä toimittajiemme kanssa työolosuhteita koko arvoketjussa.