

evercare® -kasvomaski, tyyppi IIR, solmittava, leveä, valkoinen

REF: 2885

evercare® -kasvomaski, solmimisnauhat, tyyppi IIR tarjoaa suojaa, joka minimoi tartunnanaiheuttajien suoran siirtymisen hoitohenkilökunnan ja potilaan välillä. Se on roiskeenkestävä kasvonsuoja, joka suojaa mahdollisesti kontaminoituneilta nesteroiskeilta. Suositellaan käyttöön vuotavissa operaatioissa.

Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ EN 14683:2019
- ▶ Bakteriensuodatuskyky (BFE) ≥ 98 %
- ▶ Kertakäyttöinen
- ▶ Taipuva nenätuki varmistaa istuvuuden
- ▶ Roiskevesisuoja
- ▶ Ei huurru
- ▶ Pehmeä ja miellyttävä sisäkerros



Solmittavat nauhat



Huurtumaton



Roiskevesisuoja



Erittäin leveä

Tuotenumero	Kuvaus	Koko	Pakkauskoko, kpl rasia/kuljetuskartonki
2885	evercare®-kasvomaski, tyyppi IIR, sidottava, huurtumaton, leveä, Valkoinen	19 x 9 cm	50 / 300

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

Säädökset

Täyttää lääkinälliselle laitteelle annetut lainsäädännön vaatimukset.



Not made with natural rubber latex



REACH-asetus:

Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla.

Biologinen arviointi:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-10

Lakisääteiset vaatimukset:

Lääkinnällisten laitteiden asetus (EU) 2017/745

Tuotestandardien vaatimukset:

EN14683:2019

Laatustandardit:

EN ISO 13485

Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Materiaali

Tuotteen osa	Raaka-aine & ominaisuudet
1. ulkopinta	Kuitukangas polypropyleeni, valkoinen
2. ulkopinta	Kuitukangas polypropyleeni, valkoinen
Suodatinmateriaali	Suulakepuristettu polypropyleeni, valkoinen
Sisäpinta	Hydrofobinen paperi, valkoinen
Solmittavat nauhat	Kuitukangas polypropyleeni, valkoinen, vasen/oikea, pituus 405 mm
Nenätuki	PE-pinnoitettu metallilanka, 135 mm
Huurtumaton	Kuitukangas polypropyleeni, valkoinen

Varoitukset ja suositukset

Varoitukset	Tuote on kertakäyttöinen. Uudelleen käytettäessä materiaali voi haurastua ja johtaa ristikontaminaatiovaaraan.
Säilytys	Suosittelava varastointi puhtaassa, kuivassa huoneenlämpötilassa. Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta, muilta voimakkailta valonlähteiltä ja otsonilta.
Hävittäminen	Tuote hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti
Käyttöikä	5 vuotta

Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko (P x L x K) mm
Yksittäispakkaus	N/A	N/A
Rasia	TCF tai ECF laatu	205 x 100 x 150
Kuljetuspakkaus	TCF tai ECF laatu	320 x 225 x 320
Pakkausteippi	Läpinäkyvä	N/A

Viivakoodit / UDI-DI

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
2885	N/A	06438129325072	06438129525076

Evercare Medical AB on kumppani, joka mahdollistaa potilaiden paremman elämän, helpottaa terveydenhuollon työntekijöiden arkea ja pienentää hoitokustannuksia. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksia ja parantamaan yhdessä toimittajiemme kanssa työolosuhteita koko arvoketjussa.