

## CerviLube™ Voitelugeeli

Ei sisällä Karbomeeria, Parabeeneja, Klooriheksidiiniä eikä maaöljyä. Ei sisällä PVC:tä eikä Lateksia.

Sion Medical Ltd tarjoaa ainoana yrityksenä voitelugeeliä, jonka Hologic on testannut ja hyväksynyt ThinPrep®-nestepapatesteihin. Muut voitelutuotteet eivät täytä tätä standardia. Yksittäispakattu tuote: yksi pakkaus jokaiselle potilaalle varmistaa tehokkaan infektiöhallinnan.

**Käyttö:** Käytetään lääkinällisiin tarkoituksiin kehon aukkojen voiteluun ja diagnostisten tai terapeuttisten laitteiden sisäänviennin helpottamiseen.

**Varoitus:** Vältä aineen joutumista silmiin ja korviin. Mikäli ärsytystä tai muita oireita ilmenee, käyttö on lopetettava ja yhteyttä on otettava lääkäriin. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

### CerviLube:

- Vesiliukoinen, pH-tasapainotettu
- Tahraamaton, rasvaton, läpikuultava
- Ei vahingoita kumia eikä metallia
- Ei vahingoita ihmiskudosta
- Tarttuu hyvin käsiin/instrumentteihin



REF	Tuotetiedot	Sisäpakkaus	Ulkopakkaus
53J806-5011-000	CerviLube Sterile Sachet 5g	144	6 pakkausta/CE

### Tässä on vain muutama tapa, jolla CerviLube voidaan käyttää:

#### Menetelmä

#### Käyttö

Irtosolututkimus	—————	Speculums
Nukutus	—————	Intubaatio
Katetrointi	—————	Katetrit
Tähystys	—————	Endoskoopit
Sigmoidoskopiaa	—————	Endoskoopit
Kystoskopia	—————	Kystoskooppeja
Peräruiskeet	—————	Peräruiskeet
Ultraääni	—————	Ultraäänisondi
Gastroenterologia	—————	Nenäsuolen anturi

Hologic validoima käytettäväksi ThinPrep® Pap -testin kanssa ohjeiden mukaan käytettynä, katso lisätietoja osoitteesta [www.hologic.com/thinprep](http://www.hologic.com/thinprep).