

Nasal Tampons (PVA)

Egenskaper

- Expanderar jämnt efter fuktning med lämplig vätska
- Lätt att trimma/forma vid torrt tillstånd
- Ludd och fiberfri, ingen inblandning av PVA-partiklar
- Mjuk böjlig svamp efter fuktning
- Tar lämplig anatomisk form
- Högabsorberande

Tillämpningsanteckning

- Var uppmärksam på de medföljande instruktionerna
- Inte att användas som implantat
- Använd endast vattenbaserade vätskor
- Tamponaderna måste hållas fuktiga under hela användningstiden
- Fukta grundligt före uttag

